



NEW CODE	OLD CODE	US CODE
09 107 6801	AA1690	08 130 5382
09 107 6850	AA1694	08 130 5390
09 107 6884	AA1697	



Intended uses

- To compensate for a disability by providing a seat for a person taking a shower.

Instructions for use

- The seat can be folded up out of the way when not in use. Be sure the latch holds the seat securely up.
- To lower the seat, hold onto the cross bar between screws D, and pull out from the wall.

Cautions

- DO NOT PULL ON THE LEGS TO LOWER OR RAISE THE SEAT.**
- Shower seats should be installed by a qualified professional.
- Shower seats should not be attached to plastic shower walls, stud partitioning, plasterboard-type cavity walls, or any similar type of shower surround or wall.
- The shower seats are not to be used to support more than 158kg / 348lb. / 24 $\frac{3}{4}$ st.
- The seats are not to be used with water that is colder than 5°C / 40°F or hotter than 50°C / 120°F.
- Be sure the seat is securely in place before putting weight on it.
- Use of a slip-resistant bath mat is strongly recommended.
- Cover the seat with a towel to help reduce slipperiness.

Instructions for installation

- These seats should be installed by a qualified professional, who will choose hardware appropriate for the specific installation. **Note that each individual fixing should resist a shear force of 60 kg / 130 lb. and a pull-out force of 20 kg / 45 lb.**
- Remove the screws that are labelled C in the drawing from each block (B) and loosen the screws that are labelled D.
- Slide the legs into the blocks and tighten screws D. Screws C can be left out at this stage.
- Establish the height of the seat, which can be adjusted from 460 to 590 mm / 18 to 23 inches as follows:
 - With the seat in the horizontal position, position the rear brackets (E) against the shower wall.
 - To adjust leg length, remove the four pin clips (A) from the legs, determine the appropriate length, and replace the pin clips.
 - Be sure both legs are adjusted to the same height. A gap up to 5 mm / $\frac{3}{16}$ " under one leg is acceptable. However, if the angle of the shower tray results in a greater gap, the seat must be installed at an angle to compensate for it.

- Mark the lower securing holes through the rear brackets. All fixing holes in the rear bracket must be used. Remove the seat from the wall and drill and plug the wall.

- Loosen the screws D and remove the legs from the seat.
- With the seat locked in the vertical position, position the rear brackets over the holes and fasten the seat to the wall.
- Slide the legs back into the blocks and line up the leg securing holes. Replace and tighten screws C, and tighten screws D in the blocks.

Care and Cleaning

The seat can be cleaned with mild detergent and water.

These user instructions are available in large print, please contact Performance Health Customer Services for a copy. Please retain these instructions for future reference.

Manufactured for Performance Health International Ltd.

Nunn Brook Road, Huthwaite,
Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire,
NG17 2HU, UK.

UK:

Tel: 03448 730 035
Fax: 03448 730 100
www.performancehealth.co.uk

International:

Tel: +44 1623 448 706
Fax: +44 1623 448 784

Performance Health Supply, Inc.

28100 Torch Parkway Suite 700,
Warrenville, IL 60555-3938, USA.
Tel: 1-800-323-5547
Telefax: 1-800-547-4333

Performance Health Australia

Unit 3, 3 Basalt Road,
Pembury NSW, Australia 2145.
Tel: 1300 473 422
Fax: 1300 766 473

Performance Health France

Zone Industrielle de Montjoly,
11 Avenue de l'Industrie - CS 40712
08013 Charleville-Mézières Cedex, France.
Tel: 03 24 52 61 15
Fax: 03 24 52 90 34

**PERFORMANCE
HEALTH**

N NEDERLANDS - Tooting Shower Seat (klapzitting voor de douche)

Bestemd Gebruik

- Hulpmiddel ter compensatie voor personen met een handicap, waarmee wordt gezorgd dat zij zittend een douche kunnen nemen

Gebruiksaanwijzing

1. De zitting kan uit de weg worden geklapt wanneer niet in gebruik. Zorg dat de vergrendeling de zitting veilig omhoog houdt.
2. Om de zit omlaag te brengen houdt u de dwarsstang tussen schroeven D vast en trekt u de zit van de muur weg.

Waarschuwingen

- **TREK NIET AAN DE POTEN OM DE ZIT OMHOOG OF OMLAAG TE BRENGEN.**
- De douche-stoelen dienen door een erkend vakman te worden gemonteerd.
- Douche-stoelen mogen niet aan plastic badwanden, scheidingsmuren, spouwmuren van gipsplaat of gelijksoortige badwanden of -muren worden gemonteerd.
- De douche-stoelen zijn niet geschikt voor gebruik door personen met een gewicht hoger dan 158 kg.
- De zitting mag niet gebruikt worden met water dat kouder dan 5 °C of heter dan 50 °C is.
- De stoel moet stevig in positie staan voordat hier gewicht op wordt gezet.
- Gebruik van een antislip-badmat in de douche wordt ten zeerste aanbevolen.
- Leg een handdoek over de stoel om het oppervlak minder glad te maken.

Installatie-Instructies

1. Deze stoelen dienen te worden geïnstalleerd door een erkend vakman, die de juiste uitrusting zal kiezen om de stoel te installeren. **Denk eraan dat elke individuele bevestiging een schuifkracht van 60 kg en een uittrekkraft van 20 kg moet kunnen weerstaan.**
2. Verwijder de schroeven die in de tekening met C worden aangegeven uit elk blok (B) en maak de schroeven aangegeven met D los.
3. Schuif de poten in de blokken en draai schroeven D vast. Schroeven C kunnen in deze fase weg worden gelaten.
4. Stel de hoogte van de zitting vast, die als volgt van 460 tot 550 mm kan worden bijgesteld:
 - a. plaats met de zitting in de horizontale stand de achtersteunen (E) tegen de muur van de douche.
 - b. verwijder voor het aanpassen van de pootlengte de vier penklemmen (A) uit de poten, stel de toepasselijke lengte vast en zet de penklemmen terug.
 - c. zorg ervoor dat beide poten tot dezelfde hoogte zijn bijgesteld. Een speling van maximaal 5 mm onder een van de poten is aanvaardbaar. Als de hoek van het doucheblad echter een grotere speling veroorzaakt, moet de zitting in een hoek worden geïnstalleerd om ervoor te compenseren.

5. Markeer de onderste bevestigingsgaten door de achtersteunen. Alle bevestigingsgaten in de achtersteun moeten worden gebruikt. Verwijder de zitting van de muur en boor de gaten in de muur en voorzie ze van pluggen.
6. Maak de schroeven D los en verwijder de poten van de zitting.
7. Plaats terwijl de zitting in de vergrendelde verticale stand is de achtersteunen over de gaten en bevestig de zitting aan de muur.
8. Schuif de poten weer in de blokken en breng de bevestigingsgaten in de poten op lijn. Zet schroeven C weer terug, draai ze vast en draai schroeven D in de blokken vast.

Onderhoud En Reiniging

De stoelen kunnen worden gereinigd met een mild reinigingsmiddel en water.

Bewaar deze instructies om later te kunnen raadplegen.

F FRANÇAIS - Le siège de douche Tooting

Usages Prevus

- Pour permettre aux personnes handicapées de prendre une douche en position assise

Mode d'emploi

1. On peut replier le siège contre le mur lorsqu'il n'est pas utilisé. Assurez-vous que le loquet maintient le siège en position verticale.
2. Pour abaisser le siège, agrippez la barre transversale entre les vis D et éloignez-la du mur.

Precautions D'emploi

- **NE PAS TIRER SUR LES PIEDS POUR ABAISSER OU RELEVER LE SIÈGE.**
- Les sièges de douche doivent être installés par un ouvrier qualifié.
- Les sièges de douche ne doivent pas être fixés à des parois de douche en plastique, une cloison de support, un mur avec vide d'air en plâtre ou tout autre type similaire de paroi ou mur.
- Les sièges de douche ne doivent pas supporter des personnes de plus de 158 kg.
- Les sièges ne supportent pas une température d'eau inférieure à 5 °C ou supérieure à 50 °C.
- Vérifiez que le siège soit solidement fixé avant de s'asseoir dessus.
- L'utilisation d'un tapis de bain antidérapant est fortement conseillé.
- Recouvrez le siège d'une serviette de toilette pour réduire les risques de glissement.

Mode D'installation

1. Ces sièges de douche doivent être installés par du personnel qualifié qui saura choisir le matériel adapté à la spécificité de l'installation. **Remarque : toute fixation individuelle doit pouvoir supporter une force tangentielle de 60 kg et une force de traction de 20 kg.**
2. Retirez les vis C (voir schéma) des blocs (B) et desserrez les vis D.
3. Faites glisser les pieds dans les blocs et resserrez les vis D. À ce stade vous pouvez ignorer les vis C.
4. Réglez la hauteur du siège qui peut être ajusté de 460 à 590 mm de la façon suivante :
 - a. Tout en maintenant le siège à l'horizontale, fixez les supports arrière (E) contre le mur de la douche.
 - b. Pour ajuster la longueur du pied, retirez les quatre clips (A) du pied, déterminez la longueur désirée et replacez les clips.
 - c. Assurez-vous que les deux pieds sont à la même hauteur. Une différence de 5 mm est acceptable. Cependant, si le bac de la douche présente une différence de hauteur supérieure, le siège doit être installé en biais pour compenser.
5. Marquez l'emplacement des trous de fixation inférieurs à travers les supports arrière. Vous devez utiliser tous les trous de fixation du support arrière. Retirez le siège du mur et percez les trous et bouchez-les.

6. Desserrez les vis D et retirez les pieds du siège.
7. Tout en maintenant le siège à la verticale, posez les supports arrière sur les trous et fixez le siège contre le mur.
8. Faites glisser les pieds vers l'arrière, dans les blocs et alignez les trous de fixation des pieds. Replacez et resserrez les vis C, puis les vis D dans les blocs.

Nettoyage et entretien

Ces sièges doivent être nettoyés avec de l'eau et un détergent doux.

Conservez ces instructions à titre de référence ultérieure.