



Chaises d'aisance

Pour votre bien-être et votre sécurité



Chaise d'aisance avec revêtement en poudre 770-312



La solution idéale pour les soignants qui recherchent un meilleur rapport qualité-prix, sans compromettre la sécurité et le confort de leurs patients.

Polyvalent

La hauteur du siège s'ajuste entre 43 cm et 58,5 cm (17" et 23"), afin de subvenir aux besoins variés des utilisateurs et d'accommoder la majorité des toilettes.

Confort

Les appuis-bras sont rembourrés pour offrir un support plus agréable.

Durabilité

La chaise d'aisance est faite d'acier très résistant recouvert d'acrylique poudré. Elle peut supporter un poids maximum de 300 lb (136 kg).



Chaise d'aisance standard 770-330



Excellent produit résistant et léger qui s'ajuste à la majorité des toilettes et qui comprend toutes les propriétés de base recherchées dans une chaises d'aisances.

Compatibilité

La hauteur du siège est ajustable entre 46 cm et 58,5 cm (18" et 23") afin d'accommoder la majorité des toilettes.

Durabilité

Le cadre en aluminium à fini satiné résiste à la rouille et supporte jusqu'à 250 lb (113 kg).



Chaise d'aisance de luxe 770-344



Avec ses quatre roulettes, dont deux à verrous placées en diagonale, cette chaise d'aisance est idéale pour les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée. En retirant le seau, cette chaise peut être utilisée comme barre d'appui de toilette. L'armature du dos peut se démonter afin d'optimiser l'espace de rangement.

Ultra léger

Faite d'aluminium à fini satiné résistant à la rouille, elle ne pèse que 11,9 lb (5,4 kg).

Facilité de transport

Cette chaise d'aisance est facile à manœuvrer pour les soignants, grâce à la traverse arrière du siège et à son poids léger.

Sécurité accrue

Les appuis-bras pleine longueur offrent un support additionnel.



Chaise d'aisance extra large 770-314



Avec son siège extra large, cette chaise d'aisance est conçue pour soutenir jusqu'à 500 lb.

Cadre plus large

Cette chaise d'aisance est 18 cm (7") plus large que le modèle standard pour accommoder les patients corpulents.

Qualité supérieure.

Le cadre est fait d'acier très résistant recouvert d'acrylique poudré, pour une résistance prolongée à la rouille.



Chaise de douche

770-316



Ce modèle est conçu pour faciliter le transport entre le lit du patient et la salle de toilette, où elle peut également être utilisée comme barre d'appui de toilette.

Utilisable sous la douche

Le siège rembourré résiste à l'eau.
Le dossier de nylon laisse passer l'eau et sèche rapidement.

Confort rehaussé

Le siège rembourré est large, ce qui permet d'atténuer les pressions pelviennes.

Sécurité accrue

Les roulettes à verrous résistent à la rouille et permettent au siège de rester en place, même sur une surface mouillée. Les appuis-bras pleine longueur offrent un meilleur appui.



Chaise d'aisance Chez-soi AMG

770-315



La solution pratique et sécuritaire pour les personnes à mobilité réduite. S'utilise aussi comme barre d'appui pour toilette ou comme siège surélevé.

Facile à utiliser

- Assemblage facile, sans outils !
- Design polyvalent
- Ajustable en hauteur

Construction de qualité

Durabilité éprouvée, châssis résistant à la rouille et appuis-bras en plastique. Capacité de poids : 136 kg (300 livres)



Chaise d'aisance euro

770-365



Cette chaise d'aisance multifonctionnelle possède quatre roulettes à freins et des appuis-bras rembourrés. Elle est idéale pour un usage institutionnel

Sécurité accrue et confort

Quatre roulettes à verrous maintiennent efficacement la chaise en place. Confort : dossier ferme en vinyle pour soutenir le dos, appuis-bras rembourrés, siège-couvercle et repose-pieds pivotants.

Facile à utiliser

Les appuis-bras rabattables facilitent le transfert des patients.



Capacité pondérale mise à jour: 2021

Chaise d'aisance euro

770-370 et 770-375

**Nouveau
et amélioré!**



Article présenté : 770-375

Son hauteur de 48 cm (19 po) permet d'accomoder la majorité des toilettes tandis que ses appuis-bras relevables facilitent le transfert des patients.

Sécurité accrue

4 roulettes pivotantes permettent un roulement tout en douceur. Une bride soutient les chevilles et aide à garder les pieds en place.

Polyvalence

Les appuis-bras relevables facilitent le transfert des patients, alors que son siège rembourré rend le transport confortable. Peut être utilisée avec un seau standard (inclus) ou un bassin de lit profilé (en option: support pour bassin de lit).

Facilité d'emploi

Repose-pieds pivotants et ajustables (sans outils) pour une utilisation simple et rapide.



Capacité pondérale mise à jour: 2021


Chaises d'aisance – Spécifications Techniques



	770-312	770-330	770-344	770-314	770-315	770-316	770-365	770-370 770-375
Poids	6,4 kg 14,1 lb	5,4 kg 11,9 lb	7,2 kg 15,9 lb	8,3 kg 18,4 lb	5 kg 11 lb	5,7 kg 12,6 lb	13 kg 28,7 lb	12,8 kg 28,2 lb
Hauteur libre	36,2 cm – 51,4 cm 14,25 – 20,25 po	41,9 cm – 54,6 cm 16,5 – 21,5 po	47,6 cm 18,75 po	48,9 cm 19,25 po	35,6 cm – 50,8 cm 14 – 20 po	47 cm 18,5 po	42,5 cm 16,75 po	48,3 cm 19 po
Hauteur siège- plancher	41,9 cm – 57,2 cm 16,5 – 22,5 po	49 cm – 61,6 cm 19,25 – 24,25 po	Fixe 51,8 cm 20,4 po	Fixe 54,6 cm 21,5 po	40,0 cm – 55,2 cm 15,75 – 21,75 po	Fixe 54,6 cm 21,5 po	Fixe 49,5 cm 19,5 po	Fixe 54 cm 21,25 po
Hauteur totale	60,3 cm – 75,6 cm 23,75 – 29,75 po	61,6 cm – 74,3 cm 24,25 – 29,25 po	83,8 cm 33 po	68,6 cm 27 po	59,0 cm – 74,3 cm 23,25 – 29,25 po	99,0 cm 39 po	97,2 cm 38,25 po	100,3 cm 39,5 po
Hauteur siège- accoudoir	17,8 cm 7 po	15,2 cm 6 po	17,8 cm 7 po	15,2 cm 6 po	21,6 cm 8,5 po	16,5 cm 6,5 po	24,1 cm 9,5 po	24,1 cm 9,5 po
Profondeur du siège	26,8 cm 14,5 po	40,6 cm 16 po	41,9 cm 16,5 po	41,9 cm 16,5 po	43,2 cm 17 po	40,6 cm 16 po	43,2 cm 17 po	43,2 cm 17 po
Largeur du siège	34,9 cm 13,75 po	35,6 cm 14 po	35,6 cm 14 po	35,6 cm 14 po	35,6 cm 14 po	40,6 cm 16 po	44,5 cm 17,5 po	44,5 cm 17,5 po
Espace entre les accoudoirs	45,7 cm 18 po	46,4 cm 18,25 po	48,3 cm 19 po	61 cm 24 po	45,7 cm 18 po	46,4 cm 18,25 po	45,7 cm 18 po	45,7 cm 18 po
Poids maximal	136 kg 300 lb	113 kg 250 lb	113 kg 250 lb	227 kg 500 lb	136 kg 300 lb	136 kg 300 lb	160 kg 350 lb	160 kg 350 lb

Capacité pondérale mise à jour: 2021

Légende des dimensions



Légende des icônes



N.B. - Certaines capacités pondérales ont été mises à jour en 2021

Pour plus de renseignements sur nos chaises d'aisances, contactez votre représentant AMG, appelez-nous sans frais au 1-800-363-2381 ou visitez notre site Web.



AMG Médical inc.
Montreal, QC H4T 1V5
www.amgmedical.com

Les renseignements ci-dessus ont été mis à jour le 16 novembre 2007. Les produits offerts et leurs caractéristiques sont sujets à changements sans préavis. Pour connaître les informations les plus récentes, visitez notre site web au www.amgmedical.com.