



Valentine International Limited

## **ELEVATION DE TOILETTE 4" SANS COUVERCLE**

CODE : 10764/770-621



- Élévation de siège de toilette sans couvercle pour siège standard
- Facilite la montée et la descente des toilettes
- Aspect et une sensation comme un siège de toilette ordinaire
- Fabriqué en plastique durable moulé pour plus de confort
- Surface en plastique lisse, facile à nettoyer
- S'attache solidement à la plupart des toilettes de forme régulière avec une installation facile sans outil
- Ajoute 4" (10,2 cm) à la hauteur du siège

### **Spécifications :**

- Capacité pondérale: 300 lb (136 kg)
- Largeur: 14,2" (36 cm)
- Hauteur: 4" (10,2 cm)