

TISSUS PERFORMANTS



Les tissus **Ultrafabrics® Ultraleather™** sur les fauteuils autosouleveur de Pride® offrent un motif de grain richement détaillé représentant un cuir de première qualité. Les produits en polyuréthane d'Ultrafabrics® sont fabriqués à partir de La technologie Tukumi™, un procédé de laboratoire à 4 couches permettant de créer un tissu polyuréthane luxueux, durable et confortable.



- CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**
- Sensation riche et motif de grain naturel reproduisant un cuir luxueux et doux au toucher
 - Prouvé cliniquement plus résistant aux changements de température que le vinyle et le cuir véritable pour le confort
 - La surface antimicrobienne se nettoie sans effort avec de l'eau et du savon



Les **super tissus Crypton®** des fauteuils auto-souleveur Pride® ne sont pas seulement luxueux, durables et contemporains, ils résistent également aux déversements, taches, odeurs et bactéries. Rien ne dépasse l'unique procédé Crypton® d'intégration des fibres breveté, protégeant votre rembourrage à l'intérieur comme à l'extérieur.



- CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**
- 100% résistant à l'eau - les déversements s'essuient facilement
 - Les seuls les tissus qui peuvent être désinfectés et qui sont approuvés par l'EPA (Environmental Protection Agency aux États-Unis).
 - Technologie permanente qui ne va pas se détacher des tissus
 - Garantie de 5 ans sur la barrière anti-humidité



Les **tissus Lexis Sta-Kleen®** sont une révolution dans les faux cuir d'ameublement - les premiers tissus en uréthane résistants aux taches. Les tissus Sta-Kleen® offrent une protection permanente, créée avec un processus de collage exclusif inhérent au processus de fabrication du produit. Ce n'est pas une application en surface, elle durera toute la vie du revêtement.



- CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**
- Apparence du cuir véritable, mais avec une durabilité sans souci
 - Résistance exceptionnelle, résistance à l'abrasion et stabilité UV
 - Le «pare-taches» permet d'éliminer les éclaboussures à l'aide d'un chiffon et il est anti-bactérien

QUALITÉ DE CONSTRUCTION



La conception de haute qualité exclusive des fauteuils auto-souleveur de Pride offrent:

- Cadres de qualité supérieure en bois dur stratifié de qualité mobilier pour plus de solidité et de durabilité
- Vérin de levage à usage intensif et mécanisme à ciseaux pour une longue durée de vie du fauteuil
- Système de levage doux et silencieux
- Rembourrage de fibres à haute résilience pour un confort maximum
- Options de tissu pour répondre à tous les besoins et décor

De plus, les modèles de fauteuils auto-souleveur de Pride sont faciles à utiliser, disponibles dans une grande variété de choix de tissus élégants et de haute qualité et possèdent le plus haut niveau de durabilité et de longévité disponible sur le marché.

MANETTES							
EXEMPLES DE MANETTES STANDARDS TEL QU'INDIQUÉ DANS LA GRILLE ²			MANETTES OPTIONELLES ⁴				
"EASY TOUCH" FACILE À ACTIONNER	"EASY TOUCH" FACILE À ACTIONNER, MUNIE D'UN PORT USB	"EASY TOUCH" FACILE À ACTIONNER, MUNIE D'UN PORT USB, POSITIONS INFINIES	INTERRUPTEUR À BASCULE ⁵	INTERRUPTEUR À BASCULE AVEC CHALEUR & MASSAGE ⁶	DEUX MOTEURS AVEC CHALEUR & MASSAGE	STANDARD CHALEUR & MASSAGE	MANETTE SANS-FIL



PRIDE®
FAUTEUILS AUTO-SOULEVEURS
INCLINABLES


#1 En Amérique Du Nord
Fauteuils Auto-Souleveurs

PRIDE®
FAUTEUILS AUTO-SOULEVEURS
INCLINABLES

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis.

#1 En Amérique Du Nord
Fauteuils Auto-Souleveurs

																		
MODEL	LC-450C	LC-570S	LC-570M	LC-570L	LC-358PW	LC-358S	LC-358M	LC-358L	LC-358XL ²	LC-358XXL ²	LC-102	LC-106	LC-107	LC-108	LC-525iPW	LC-525iS	LC-525iM	LC-525iL
Grandeur	Moyen	Petit	Moyen	Grand	Petit (siège bas et large)	Petit	Moyen	Grand	Très Large	Extra Large	Très Petit (siège très bas et très étroit)	Moyen	Moyen	Moyen	Petit (siège bas et large)	Petit	Moyen	Grand
Position	3-positions Chaise Longue 5'4"- 6'0"	3-positions Chaise Longue 5'3" and below	3-positions Chaise Longue 5'4"- 6'0"	3-positions Chaise Longue 5'9"- 6'2"	3-positions Chaise Longue 5'3" and below	3-positions Chaise Longue 5'3" and below	3-positions Chaise Longue 5'4"- 6'0"	3-positions Chaise Longue 5'9"- 6'2"	3-positions Chaise Longue 5'6"- 6'1"	3-positions Chaise Longue 5'6"- 6'1"	3-positions Chaise Longue 4'8" - 5'4"	3-positions Chaise Longue 5'2"- 5'10"	Positions Infinies Trendelenburg Chaise Lounge 5'4"- 6'0"	Positions Infinies Trendelenburg Chaise Longue 5'4" - 6'0"	Positions Infinies Trendelenburg Chaise Longue 5'2" and below	Positions Infinies Trendelenburg Chaise Longue 5'3" and below	Positions Infinies Trendelenburg Chaise Longue 5'4" - 6'0"	Positions Infinies Trendelenburg Chaise Longue 5'9" - 6'2"
Capacité de Poids	375 lb	375 lb	375 lb	375 lb	375 lb	375 lb	375 lb	375 lb	500 lbs.	600 lb	250 lb	325 lb	325 lb	375 lb	375 lb	375 lb	375 lb	375 lb
Hauteur Sol-Siège	20"	19"	20"	21"	19"	19"	20"	21"	20"	20"	16"	18"	20"	19"	19"	19"	20"	21"
Profondeur du Siège	20"	19"	20"	22"	19"	19"	20"	22"	22"	22"	18"	19"	20"	19"	19"	19"	20"	22"
Largeur du Siège	20"	19"	20"	22"	24"	18"	20"	22"	26"	30"	16"	20"	20"	20"	24"	19"	20"	22"
Hauteur Dossier-Siège	27"	24.5"	26.5"	27"	23.5"	24"	24.5"	25.5"	29"	29"	23.5"	27.5"	27.5"	29"	28"	26"	28"	30"
Style du Dossier	Fibres Creuses Dossier en T (Dossier rembourré entièrement amovible et ajustable)	Fibres Creuses Dossier Coussins	Fibres Creuses Dossier Coussins	Fibres Creuses Dossier Coussins	Fibres Creuses Dossier Boutons	Fibres Creuses Dossier Boutons	Fibres Creuses Dossier Boutons	Fibres Creuses Dossier Boutons	Fibres Creuses Dossier Boutons	Fibres Creuses Dossier Boutons	Dossier piqué à coussins doubles	Dossier piqué à coussins doubles	Dossier piqué à coussins doubles (Coussin lombaire inclus)	Dossier Coussins (le coussinage du dossier est entièrement amovible et réglable)	Fibres Creuses Dossier en T (Coussin lombaire inclus)	Fibres Creuses Dossier en T (Coussin lombaire inclus)	Fibres Creuses Dossier en T (Coussin lombaire inclus)	Fibres Creuses Dossier en T (Coussin lombaire inclus)
Coussin de Siège Complet	Qui (Coussin de siège entièrement amovible et ajustable)	Qui	Qui	Qui	Qui	Qui	Qui	Qui	Qui (removable, fully padded chaise)	Qui (removable, fully padded chaise)	Qui	Qui	Qui	Qui (Coussin de siège entièrement amovible et ajustable)	Qui	Qui	Qui	Qui
Unité Chaleur-Massage ³	Qui	Qui	Qui	Qui	Qui	Qui	Qui	Qui	Qui	Non	Non	Non	Non	Non	Qui	Qui	Qui	Qui
Options additionnelles	Option matelas, Extension d'appui-pied, Premier en haut, Chaleur & Massage, manette sans-fil	Extension d'appui-pied, Premier en haut, Chaleur & Massage	Extension d'appui-pied, Premier en haut, Chaleur & Massage	Premier en haut, Extension d'appui-pied (Std.), Chaleur & Massage	Chaleur & massage, extension d'appui-pied, Premier en haut, manette sans-fil	Chaleur & massage, Premier en haut, manette sans-fil	Chaleur & massage, extension d'appui-pied, Premier en haut, manette sans-fil	Chaleur & massage, extension d'appui-pied, Premier en haut, manette sans-fil	Chaleur & Massage (Manette avec interrupteur à bascule requis avec l'option Chaleur & Massage)	N/D	N/D	N/D	Extension d'appui-pied (Std.)	Extension d'appui-pied (Std.)	Deluxe heat and massage	Deluxe heat and massage	Deluxe heat and massage	Deluxe heat and massage
Type d'assise	Assise "Confort Ultime" ¹	Assise "Confort Ultime" ¹	Assise "Confort Ultime" ¹	Assise "Confort Ultime" ¹	Assise "Confort Ultime" ¹	Assise "Confort Ultime" ¹	Assise "Confort Ultime" ¹	Assise "Confort Ultime" ¹	Siège de ressort sinueux	Siège de ressort sinueux	Siège de ressort sinueux	Siège de ressort sinueux	Siège de ressort sinueux	Siège de ressort sinueux	Ressort ensachés	Ressort ensachés	Ressort ensachés	Ressort ensachés
Distance avec le Mur	18"	16.5"	19"	24"	18"	18"	17"	19"	19"	14"	16"	18"	26"	24"	19"	20"	20"	21"
Largeur Totale du Fauteuil	37"	35"	36"	38"	40"	35"	35"	37"	39.5"	43"	25.5"	32.75"	35"	31.5"	38"	34"	34.5"	37"
Poids du Fauteuil	119 lb	110 lb	113 lb	114 lb	130 lb	118 lb	117 lb	120 lbs.	159 lb	168 lb	96 lb	96 lb	116 lb	136 lb	130 lb	130 lb	130 lb	130 lb
Mannette	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner	"Easy Touch" facile à actionner	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB, positions infinies	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB, positions infinies	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB, positions infinies	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB, positions infinies	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB, positions infinies	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB, positions infinies
Garantie	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	1 an Limitée	1 an Limitée	1 an Limitée	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata

FABRIC SELECTION GUIDE	Standard	 BLACK CHERRY PACIFIC STONE WALNUT	 BLACK CHERRY PACIFIC STONE WALNUT	 STONE WALNUT	 BLACK CHERRY PACIFIC STONE WALNUT	 TIMBER OAT DEEP SKY EMBER
	Optional	 ESPRESSO SAND COOL GRAY RED  MUSHROOM BLACK BURGUNDY CHESTNUT	 BUFF FUDGE GARNET PECAN CHARCOAL  CHESTNUT MUSHROOM	 CHESTNUT MUSHROOM		 ESPRESSO SAND COOL GRAY RED  BUFF FUDGE GARNET PECAN CHARCOAL  CHESTNUT BLACK BURGUNDY MUSHROOM

PRIDE®
FAUTEUILS
AUTO-SOULEVEURS
INCLINABLES
Solutions du Début à la Fin

NOTES ADDITIONNELLES:

- Tous les fauteuils auto-souveleurs sont livrés avec des recouvrements pour les appui-bras et l'appui-tête.
- Tous les fauteuils auto-souveleurs ont des châssis fabriqués avec du bois laminé d'ingénierie de qualité.
- Limitée à vie sur les systèmes de levage, d'inclinaison ainsi que le châssis en bois sur tous les fauteuils auto-souveleurs inclinables (Exceptions: Essential Collection (1-an), LC-358XL and LC-358XXL (7-ans)
- Le transformateur comprend une option d'auto-diagnostic ainsi qu'un cordon de 9'.
- Tous les fauteuils possèdent un système d'urgence activé par des batteries 9V (non-incluses).
- Les fibres de remplissage peuvent être enlevées ou ajoutées pour un ajustement du confort personnalisé.
- Tous les fauteuils sont expédiés dans des boîtes renforcées en carton ondulé et résistantes aux impacts.

SIGNIFICATION DES ICÔNES

 = Indique un délai de livraison plus court

MARQUES PARTENAIRES



VUE DES FAUTEUILS	 RELEVÉE	 ASSISE	 LECTURE	 SIESTE	 ELAXATION	 COMPLÉMENT COUCHÉE	 TRENDELENBURG
2-Positions	Le fauteuil 2 Positions inclinaison télé est accessible sur tous les fauteuils auto-souveleurs de Pride®. Cette position est confortable pour des activités relaxantes telles que lire, regarder la télé, travailler sur une tablette électronique ou pour faire la conversation avec la famille et les amis.						
3-Positions	Le fauteuil 3 Positions inclinaison complète est accessible sur la plupart des fauteuils auto-souveleurs de Pride® et vous permet d'adopter une position idéale pour faire une sieste ou relaxer.						
Positions Infinies	L'inclinaison à plat de la position infinie est parfaite pour prendre une sieste. Les modèles à positions infinies permettent au dossier et au repose-pied de se déplacer indépendamment les uns des autres afin de permettre une variété de positions. Contrairement aux autres produits à multiples positions, le LC-525i (modèles à positions infinies franchises) peuvent avoir le repose-pied entièrement relevé tout en causant un impact minimal sur l'angle du dossier. Ces modèles permettent un engagement social, une nutrition ou autres activités de se faire en ayant le repose-pied complètement relevé.						
Trendelenburg	La position Trendelenburg permet d'élever les pieds plus haut que la tête pour un confort et une détente accrues.						