

eXcursionTM / MC



Poignées ergo-form



Châssis ultra léger



Facile à plier



Reconnus par l'ACE.

L'ambulateur léger à pliage latéral alliant stabilité et confort !

- Dossier enveloppant confortable (3).
- Il suffit de tirer sur la poignée (4) pour plier l'ambulateur sans en retirer le panier (5).
- Se verrouille lorsque plié pour des déplacements et un rangement sécuritaires.
- Les poignées Ergo-form placent vos mains à un angle confortable et absorbent les vibrations (1).
- Les roues Comfort-grip^{MC} sont positionnées à l'extérieur du châssis pour plus de stabilité (6).
- NOUVEAUX freins faciles à ajuster sans outils.
- Capacité de 136 kg (300 lb) / XWD : capacité de 181 kg (400 lb).

X23 (siège de 23")	175 - 211 cm	85 - 100 cm	58 cm	44 cm	63 cm	72 cm	
Couleur: Bleu Pacifique (700-917) Poids net (sans accessoire) 7,7 kg							
X20 (siège de 20")	153 - 188 cm	77 - 94 cm	51 cm	44 cm	63,5	72 cm	
Couleurs: Noir Perle (700-920) Bleu Pacifique (700-921) Canneberge (700-922) Lime (700-923) Poids net (sans accessoire) 6,98 kg							
X18 (siège de 18")	130 - 165 cm	75 - 89 cm	46 cm	44 cm	63 cm	72 cm	
Couleurs: Bleu Pacifique (700-926) Noir Perle (700-927) Poids net (sans accessoire) 6,98 kg							
XWD	153 - 188 cm	76 - 93 cm	51 cm	50 cm	68,58 cm	72 cm	
Couleurs: Bleu Pacifique (700-928) Noir Perle (700-929) Poids net (sans accessoire) 7,4 kg							

Brevets 7828305, 2587989, 200710103964.9 ADP type 3 MW3GM0065 (eXcursion^{MC} X18, X20, X23) AADL C225. ADP type 3 AA0000124 (eXcursion^{MC} XWD) AADL C064.



Paniers

Nul besoin de retirer ce panier souple situé sous le siège pour plier votre ambulateur! Opaque et situé sous le siège pour une stabilité optimale, ses compartiments et fermetures à glissière permettent un rangement facile et accessible, tout en gardant vos biens à l'abri des regards indiscrets.

Disponible sur les modèles : Adventure 8, Comfort-Plus, Comfort-Plus XWD and Ultra-Light 6.



Ce panier souple (pliable latéralement) avec garnitures réfléchissantes n'a pas besoin d'être retiré lorsque vous pliez votre ambulateur. De plus, il est lavable et séchable à la machine.

Disponible sur les modèles : eXcursion^{MC}, Fusion^{MC} et Vista^{MC}.



Roues

Les roues intérieur / extérieur Comfort-grip^{MC} ne marquent pas, offrent une meilleure traction sur le tapis et permettent de freiner plus facilement. Chapeaux de roues faciles à nettoyer.

Disponible sur les modèles : Comfort-Plus and Comfort-Plus XWD.



Nos nouvelles roues Comfort-grip^{MC} à profil bas : de conception plus sportive, elles sont plus stables et offrent moins de résistance à l'intérieur, sur les surfaces lisses. Une fois à l'extérieur, les bandes de roulement en surface permettent un contrôle supérieur.

Disponible sur les modèles : eXcursion^{MC} and Fusion^{MC}



Freins

Nos nouveaux freins faciles à ajuster sans outils sont munis d'un gros bouton d'ajustement, pratique pour les personnes âgées. De plus, des vidéos instructives sont disponibles sur notre site Internet.

Disponible sur les modèles : eXcursion^{MC}, Fusion^{MC} and Vista^{MC}.

A votre hauteur

Nos châssis multi-hauteurs permettent à plus de gens de pouvoir profiter du confort et de la sécurité Airgo®, à la hauteur qui leur convient le mieux.

Disponible sur les modèles : Adventure 8, Comfort-Plus, Comfort-Plus XWD, Ultra-Light 6, eXcursion^{MC} et Fusion^{MC}.



↑
Hemi
49 cm
(19 ½)
↓



↑
Régulier
57 cm
(22 ½)
↓

Accessoires



Sac à oxygène

703-120

Pour les réservoirs ou les bouteilles d'oxygène de taille C et M6.

Convient aux modèles : Lightweight Rollator, Adventure 8, Comfort-Plus et Comfort-Plus XWD.



Sac fourre-tout

703-100

Se fixe à l'appui-dos de votre ambulateur.

Convient aux modèles : Lightweight Rollator, Adventure 8, Comfort-Plus, Comfort-Plus XWD et Ultra-Light 6.



Porte-canne pour ambulateur à pliage latéral

730-946

Vous permet de placer facilement et en toute sécurité votre canne sur le côté de votre ambulateur à pliage latéral.

Convient aux modèles : eXcursion^{MC} et Fusion^{MC}.



Porte-canne

730-947

Vous permet d'attacher facilement et en toute sécurité votre canne à votre ambulateur.

Convient aux modèles : Lightweight Rollator, Adventure 8, Comfort-Plus et Comfort-Plus XWD.



Porte-gobelet pour ambulateur à pliage latéral

730-944

Restez hydraté tout en marchant grâce à ce pratique porte-gobelet pivotant.

Convient aux modèles : eXcursion^{MC} et Fusion^{MC}.



Apollo lampe de sécurité DEL

730-950

3 DEL super-lumineux (20 Lumen) et 3 réglages. Rechargeable.

Convient aux tous nos modèles.



Monte-trottoir pour ambulateur à pliage latéral

A01-551

Permet de faire monter plus facilement votre ambulateur à pliage latéral sur des obstacles comme les trottoirs.

Convient aux modèles : eXcursion et Fusion.



Monte-trottoir

703-050

Permet de faire monter plus facilement votre ambulateur sur des obstacles comme les trottoirs.

Convient aux modèles Lightweight Rollator, Adventure 8, Comfort-Plus, et Comfort-Plus XWD.

Nous avons l’Airgo® qui vous convient !

					
	Couleur	Poignées Ergo-form	Siège et dossier ergo	Appui-dos enveloppant	Panier
Léger					En métal
Adventure8					Souple, fermé, sous le siège
Ultra-Light6					Souple, fermé, sous le siège
Comfort-Plus					Souple, fermé, sous le siège, extra-grand
Comfort-Plus XWD					
eXcursion X23					Souple, ouvert, à l'avant de l'ambulateur
eXcursion X20	   				
eXcursion X18	 				
eXcursion XWD	 				
eXcursion6					
Fusion F23					Souple, ouvert, à l'avant de l'ambulateur
Fusion F20					
Fusion F18					
Vista	   				Souple, fermé, à l'avant de l'ambulateur

 Ajustement du siège	 Châssis ultra léger	 Roues	 Option fauteuil de transport	 Capacité MAX.	 Poids NET
Fixe 56 cm (22")		Standard 20 cm (8")		136 kg (300 lb)	7,3 kg (16,2 lb)
Hauteur double		Standard 20 cm (8")		136 kg (300 lb)	7,3 kg (16,2 lb)
Multi- hauteurs	✓	Standard 15 cm (6")		113 kg (250 lb)	7,8 kg (10,5 lb)
Hauteur double		Comfort-Grip 20 cm (8")		136 kg (300 lb)	7,8 kg (17,2 lb)
				181 kg (400 lb)	8 kg (17,8 lb)
Fixe 58 cm (23")	✓	Comfort-Grip Profil bas 20 cm (8")		136 kg (300 lb)	7,7 kg (17,1 lb)
Fixe 51 cm (20")				136 kg (300 lb)	6,9 kg (15,4 lb)
Fixe 46 cm (18")				136 kg (300 lb)	6,9 kg (15,4 lb)
Fixe 51 cm (20")				181 kg (400 lb)	7,4 kg (16,4 lb)
Fixe 51 cm (20")		Standard 15 cm (6")		136 kg (300 lb)	6 kg (13,5 lb)
Fixe 51 cm (20")	✓	Comfort-Grip Profil bas 20 cm (8")	2-dans-1 complet	136 kg (300 lb)	7,7 kg (17,1 lb)
Fixe 46 cm (18")				136 kg (300 lb)	
Fixed 58 cm (23")				136 kg (300 lb)	8,6 kg (18,9 lb)
Fixed 51 cm (20")	✓	Profil bas 20 cm (8")		136 kg (300 lb)	6,8 kg (15 lb)