

ADVANTAGE RAIL™

La rampe Advantage Rail est une rampe à montage au sol, dotée de notre technologie novatrice de pivot et de verrouillage procurant une polyvalence accrue et une meilleure stabilité. Grâce à ses 8 positions différentes de verrouillage (chaque 45 degrés), la rampe Advantage Rail est la solution idéale pour vous rendre là où vous devez aller dans les chambres qui ne pourraient pas recevoir un poteau de soutien du sol au plafond.




CARACTÉRISTIQUES - ADVANTAGE RAIL

Diamètre de la rampe	1,5 po
Portée en hauteur	30 à 38 po
Longueur	17 po
Positions de verrouillage	8 (chaque 45 degrés)
Matériau	Acier allié
Fini	Enduit blanc antimicrobien (PCW)
Code (capacité de poids)	AR-T (300 lb) <i>Advantage Rail</i> AR-T-HD (450 lb) <i>Advantage Rail bariatrique</i>

**Entrepreneur
recommandé**

DIMENSIONS DU PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES - ADVANTAGE POLE

Diamètre du poteau	1,5 po
Hauteur	54 po
Code (capacité de poids)	AR-AP-HD (450 lb) <i>Advantage Pole</i>