

ARJOHUNTLEIGH

GETINGE GROUP

SARA STEDY VERTICALISATEUR AMÉLIORÉ



UN VERTICALISATEUR AVEC AIDE AU TRANSFERT POLYVALENT

Sara Stedy^{MD}, un verticalisateur qui offre un soutien favorisant la mobilité et permettant à un plus grand nombre de patients et de résidents mobiles de se tenir debout en toute indépendance.

Grâce à sa largeur intérieure accrue, à la nouvelle forme de son siège et à une charge de service sécuritaire augmentée

à 400 lb (182 kg), le verticalisateur Sara Stedy répond aux besoins d'aide à la verticalisation des patients de forte taille. Voici deux fonctions améliorées : un siège pour coxalgie pivotant et des montants sur châssis actionnés au pied, qui procurent un confort et un soutien accrus aux patients et facilitent du même coup la routine de travail des soignants.

...with people in mind

ÉLÉMENTS CLÉS

1 Nouveau modèle de siège



Le siège pivotant innovateur rend le transfert plus efficace et améliore la stabilité du patient.

2 Châssis à ouverture facile



Les montants sur châssis actionnés au pied se règlent facilement pour un accès optimal durant les transferts.

3 Poignées de siège intégrées



Les poignées intégrées au siège permettent au soignant de tourner facilement l'appareil d'aide de soutien.

4 Meilleure genouillère



Procure une stabilité accrue ou un soutien ferme pour le patient incapable de maîtriser totalement le mouvement de ses jambes.

5 Roulettes entièrement verrouillables



Nouvelles roulettes entièrement verrouillables qui procurent une stabilité complète lorsque l'appareil d'aide est immobile.

6 Châssis plus bas



Des roulettes plus petites et des montants repensés signifient un châssis plus bas qui facilite l'accès.



Information sur le produit

Poids	29,4 kg (64,82 lbs)
Charge de service sécuritaire maximum	182 kg (400 lbs)
Longueur totale	905 mm (32 ¾ po)
Hauteur totale	1051 mm (41 ½ po)
Hauteur du châssis	100 mm (4 po)

Largeur interne, montants ouverts 729 mm (28 ¾ po)

Roulettes à frottement réduit, deux roulettes arrière pourvues de freins

Dispositif de levage – classe de protection IPX4

Autorisations

Le produit est conforme à la législation actuelle et aux normes applicables du produit

ArjoHuntleigh est une succursale de Arjo Ltd Med. AB.

Seules les pièces conçues par ArjoHuntleigh, qui ont été conçues spécialement à cet effet, doivent être utilisées sur les équipements et les produits fournis par ArjoHuntleigh. Puisque notre politique en est une de développement continu, nous nous réservons le droit de modifier les plans et spécifications sans avis préalable.

MD et MC sont des marques déposées détenues par le groupe de sociétés ArjoHuntleigh.
© ArjoHuntleigh, 2011.