



ROTEC
INTERNATIONAL

www.rotecbeds.com

VARIITECH

VARITECH



SPECIFICATIONS

- Capacité de charge: 499 kg (1100 lb)
- Poids du lit: 140,5 kg (309 lb)
- Hauteur minimale: 33,3 cm (13 1/8 po) - Hauteur maximale: 76,8 cm (30 1/4 po)
- Angle maximal du dossier: 68 degrés - Angle maximal du pied: 34 degrés
- Dimensions du sommier: 88,9 cm (35 po) à 134,6 cm (53 po) x 198,1 cm (78 po)
- Dimensions hors tout avec côtés demi-section: 102,5 cm (41 po) à 149,9 cm (59 po) x 229,6 cm (90 3/8 po)
- Hauteur de matelas recommandée: 12,7 cm (5 po)
- Support pour trapèze inclus
- Position Trendelenbourg et Trendelenbourg renversé incluses

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur linéaire à courant continu ultrasilencieux
- Composantes électriques approuvées IP54 protégées contre les infiltrations de poussière et d'eau
- 6 réceptacles pour tige de porte-soluté - Batterie pour autonomie temporaire
- Roulettes munies d'un système de freinage central synchronisé (2 x 2 roulettes)
- Possibilité de déplacer le lit et ce, à toutes les hauteurs, même la plus basse
- Surfaces métalliques recouvertes d'une peinture de poudre électrostatique
- Angle de la section du pied ajustable manuellement (trois positions au choix: flexion, standard et extension)
- Lit pouvant être séparé en deux parties afin d'en faciliter le transport
- Sommier à large ajustable
- Pare-chocs à la tête et au pied
- Lit bariatrique à largeur ajustable abordable
- Lit ayant la plus grande capacité de charge de sa catégorie
- Authentique produit canadien

OPTIONS

- Côtés de lit demi-longueur rotatifs
- Tête et pied de lit en composite moulé ou en mélamine
- Barre de trapèze (suit le mouvement du lit lors de son ajustement en hauteur)
- Contrôle infirmier
- Balance numérique intégrée
- Matelas sectionnel Varitech SHD
- Chariot de transport

APPROBATIONS

- CSA Canada et EUA - Dossier no 1608300

Normes:

C22.2 no 0M91

C22.2 no 601.1 M90

C22.2 no 601.1S1 94

C22.2 no 601.1 amendment 2

C22.2 no 60601-2-38-03

UL no 60601-1

- Rotec International possède des licences de fabricant d'instruments médicaux octroyées par Santé Canada et par FDA.
* Les photos et les spécifications peuvent changer sans préavis.



Pour obtenir de plus amples informations ou pour une démonstration: