

Concepteur, fabricant  
et distributeur québécois  
d'équipements pour personnes  
en perte d'autonomie

**ergo**lab<sup>®</sup>  
Une filiale de ConfortMédic

**PRODUIT  
EXCLUSIF**

## **Bed-Aid** | STAB<sup>MC</sup>

Barre d'appui  
ergonomique,  
robuste offrant  
une excellente  
stabilité



# Bed-Aid | STAB<sup>MC</sup>

## Avantages et caractéristiques

- Aide l'utilisateur à se relever ou à entrer et sortir du lit
- Installation facile entre le matelas et la base du lit
- Stabilité accrue grâce à sa structure monocoque en « V » et à l'ajout de stabilisateurs en caoutchouc
- Base aplatie novatrice augmentant le confort de l'utilisateur
- Augmentation en hauteur et en largeur de la barre d'appui et ajout d'une deuxième barre transversale aidant à contrer les risques de piégeage au lit et à accroître la sécurité
- L'efficacité de l'ergonomie, la circonférence de la barre et le caoutchouc améliorent l'emprise
- Impossible d'égarer les sangles de fixation (installées entre la base en « V » et la poignée)
- Matériaux de première qualité
- Démontable et facile à assembler sans outil

## Spécifications techniques

### Dimensions totales

Longueur : 89 cm (35")

Largeur : 61 cm (24")

Hauteur : 53 cm (21")

### Tubulure

Peinture cuite en poudre

Diamètre : 2,54 cm (1")

### Mousse caoutchouc (noire)

Sans latex

13 lbs de densité

Diamètre : 4 cm (1"1/2)

### Sangles de fixation

En polypropylène avec boucle de relâchement en métal


Largeur : 2,54 cm (1")

Longueur ajustable : 91 cm (36") à 137 cm (54")

En option : 213 cm (84")

### Poids maximum de l'utilisateur

136 kg (300 lbs)



confortmedic.ca | 450 469-0355 / 1 800 442-2246

info@confortmedic.ca

ConfortMédic  
Technologies Inc.