

fauteuils multi-usage

Utilité série U

LA SOMME DES DÉTAILS FAIT LA DIFFÉRENCE



FAUTEUILS
MÉDICALISÉS



U – 120

Montré avec vinyle Silvertex Imperial,
appui-bras en polyéthylène (U-C5)
et roulettes avant (U-C2) en option



SUPPORT À L'AUTONOMIE

Empilable et durable

Adapté, fonctionnel et durable

En soins de longue durée, les fauteuils de ce type sont soumis à des utilisations intensives. En effet, ces derniers sont souvent déplacés avec le patient pour être rapproché d'une table, d'un évier ou lors d'une activité. À ce titre, l'UTILITÉ est empilable et voué à de multiples usages. Que ce soit pour les aires communes, les salles à manger ou dans les chambres, il répondra sans aucun doute à tous vos besoins.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	U-110	U-120	U-120-24	U-120-30
Profondeur hors tout	21 1/2" / 55 cm	25 1/2" / 65 cm	25 1/2" / 65 cm	25 1/2" / 65 cm
Largeur hors tout	22 3/4" / 58 cm	23 1/2" / 60 cm	26 1/4" / 67 cm	31" à 34" / 79 à 86 cm
Hauteur hors tout	32 3/4" / 83 cm	31" à 34" / 79 à 86 cm	31" à 34" / 79 à 86 cm	29 1/2" / 75 cm
Largeur entre appui-bras	18 1/2" / 47 cm	19 1/4" / 49 cm	22 1/4" / 57 cm	29 1/2" / 75 cm
Profondeur d'assise	17 3/4" / 45 cm	17 3/4" / 45 cm	17 3/4" / 45 cm	29 1/2" / 75 cm
Hauteur siège / sol	18 1/4" / 46 cm	16" à 19" / 41 à 48 cm	16" à 19" / 41 à 48 cm	16" à 19" / 41 à 48 cm
Poids	19 lbs / 8,6 kg	25 lbs / 11,4 kg	31 lbs / 14 kg	N/D
Capacité maximale	250 lbs / 113 kg	350 lbs / 159 kg	450 lbs / 204 kg	650 lbs / 295 kg

Recouvrement de base en vinyle, tissu Crypton et vinyle Silvertex disponibles en option. Rencontre les normes de feu CA TB117-2013.

Visitez notre site Web ou contactez-nous pour plus de détails sur notre gamme de produits.



lpamedical.com

2527, avenue Dalton, Québec (Qc) G1P 3S6
T 418 681-1313 1 800 663-4863 F 418 681-4488