

# Matelas Thérapeutique

Soulage des pressions  
lors de traitements  
de plaies et de douleurs  
Brevet no. 4,706,313

## DeCube<sup>MD</sup>

**HOUSSE DE STRATOS RELÂCHÉ,**  
imperméable permettant la forme unique des individus  
d'être confortablement moulée par le matelas.

**SECTIONS À ÊTRE ENLEVÉES** pour réduire la  
pression directement aux endroits sensibles. Cette  
particularité aide grandement à réduire la douleur  
due aux pressions et favorise une guérison rapide.

**BORDURE ULTRA FERME**  
qui permet des transferts  
faciles et sécuritaires.

**COUCHE SUPÉRIEURE TRÈS DOUCE**  
pour suivre les contours du corps. Procure  
également un support délicat là où les sections du  
matelas auront été enlevées pour réduire les pressions.


**PLUSIEURS COUCHES DE POLYMÈRE**  
de grande qualité procureront des années de  
confort, support et de prévention de plaies.



### Réduction de pression à l'aide de cubes amovibles

Enlever un cube à un endroit spécifique  
peut permettre de réduire grandement les  
inconforts de votre patient, protéger les  
endroits sensibles et créer un environnement  
qui facilite les guérisons des plaies.

Le dessin breveté du **DeCube** réduit les  
pressions corporelles sur toute sa surface.  
De plus, la possibilité d'enlever des cubes  
vous permet de réduire la pression aux  
endroits les plus sensibles du corps.



*Le confort lorsque vous  
en avez le plus besoin...  
la réduction de pression là où  
le besoin est le plus grand.*