

Short Instruction

IMM1048_SI.VER10.2020-07-23



Article no.	Description	Size (mm)
IM999405	EasyTurn	Ø400
IM990454	EasyTurn	Ø450
IM999505	EasyTurn	Ø500

EasyTurn

immedia
by Etac



GB:

Material:

Top side: Polyester

Inner surface: Nylon

Back side: Polyester, polyurethane

Connector disc: Synthetic.

Never try to repair a product yourself.

Never use a defective product.

Washing instructions:

Do not add fabric conditioner.

This product can be cleaned with a solvent-free cleaning agent with a pH level between 5-9, or a 70% disinfection solution.

The product should be checked regularly, preferably each time it is used and especially after wash. Check that there is no damage to seams or fabric.

FR:

Matériaux :

Dessus : Polyester

Surface intérieure : Nylon

Dessous : Polyester, polyuréthane

Disque connecteur : Synthétique.

N'essayez jamais de réparer un produit vous-même.

N'utilisez jamais un produit défectueux.

Instructions de lavage :

N'utilisez pas d'adoucissant.

Le produit peut être nettoyé avec un agent nettoyant sans solvant, de pH compris entre 5 et 9, ou une solution désinfectante diluée à 70 %.

Le produit doit être vérifié régulièrement, de préférence chaque fois qu'il est utilisé, et surtout après un lavage. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage au niveau des coutures ou du tissu.

IT:

Materiale:

Lato superiore: Poliestere

Superficie interna: Nylon

Lato posteriore: Poliestere, poliuretano

Disco connettore: Materiale sintetico.

Non tentare mai di riparare un prodotto da soli.

Non utilizzare mai un prodotto difettoso.

Istruzioni di lavaggio:

Non usare ammorbidente.

Lavare il prodotto utilizzando un detergente privo di solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure una soluzione disinfettante al 70%.

Controllare il prodotto regolarmente, preferibilmente ogni volta che viene utilizzato e in particolare dopo il lavaggio. Controllare che non vi siano lacerazioni alle cuciture o al tessuto.

ES:

Materiales:

Parte superior: Poliéster

Superficie interior: Nailon

Reverso: Poliéster, poliuretano

Disco conector: Sintético.

No intente reparar usted mismo el producto.

No utilice nunca un producto defectuoso.

Instrucciones de limpieza:

No utilizar suavizante.

El producto se puede limpiar con un agente limpiador sin disolventes con un nivel de pH entre 5-9, o una solución de desinfección al 70%.

El producto debería revisarse con regularidad, preferentemente cada vez que se use y, especialmente, después de haberlo lavado. Compruebe que las costuras o el tejido no estén dañados.

Illustrations



1



2



3



4



5



6



7



8

Check



Etac AB
Etac Immedia A/S
Egeskovvej 12
DK-8700 Horsens, Denmark
www.etac.com



EasyTurn

etac[®]
Creating Possibilities