

Modèle T0492



Spécifications - Pour personnes d'environ 5'7" à 6'

44"	Hauteur
35.5"	Profondeur
36"	Largeur
24"	Hauteur extérieur bras
27"	Hauteur intérieur dos
7"	Hauteur intérieur bras
21"	Profondeur intérieure siège
18"	Largeur intérieure siège
19.5"	Hauteur du siège (LP1 - 2 moteurs)
21"	Hauteur du siège (ML1- 1 moteur)

Options - Disponible en tissu, vinyle institutionnel, Crypton et tout cuir

OP	Inclinaison motorisé
ML1	Fauteuil à élévation, mécanisme 1 moteur, système au mur. Inclinaison complète avec une distance de $\pm 4"$ du mur
LP1	Fauteuil à élévation, mécanisme 2 moteurs Inclinaison complète avec une distance de $\pm 18"$ du mur

Garantie

Garantie à vie sur les cadres et mécanismes

Garantie deux (2) ans sur les moteurs

Garantie de deux (2) ans sur les cuirs et les combinaisons cuirs/vinyle et vinyle

Garantie de un (1) ans sur le tissu, la mousse et toute autre pièce non mentionnée

Model T0492

Specifications - For average people of 5'7" to 6'

44"	Height
35.5"	Depth
36"	Width
24"	Height outside arm
27"	Height inside back
7"	Height inside arm
21"	Depth inside seat
18"	Width inside seat
19.5"	Height of seat (LP1 - 2 motors)
21"	Height of seat (ML1 - 1 motor)

Options - Available in fabric, institutional vinyl, Crypton and all over leather

OP	Powered recliner
ML1	Reclining lift chair, 1 motor mecanism, wall hugger This model requires $\pm 4"$ clearance from wall for full motion
LP1	Reclining lift chair, 2 motor mecanism This model requires $\pm 18"$ clearance from wall for full motion

Warranty

Lifetime warranty on the reclining mechanism & frame

Two (2) year warranty on the motor parts

Two (2) year warranty on leather & combination leather/vinyl

One (1) year warranty on fabric, foam & other unspecified parts

