



## CHAISE DE BAIGNOIRE WAVE DE RIFTON

### THÉRAPEUTES QUI UTILISENT LA CHAISE DE BAIGNOIRE WAVE:

Surtout des ergothérapeutes, mais aussi des physiothérapeutes

Enfants, adultes avec déficience développementale et familles

### CONTEXTES D'EMPLOI:

Résidences unifamiliales, foyers de groupe, centres de jour en adaptation avec piscine

### PRINCIPALE FONCTION DE LA CHAISE WAVE:

Donner le bain à des patients mesurant jusqu'à 188 cm (74 po) et pesant jusqu'à 113 kg (250 lb).

Peut être utilisé dans une baignoire, surélevé sur un support dans une baignoire ou sur un support roulant dans la douche.

### LA PLUS IMPORTANTE AMÉLIORATION RESTE À VENIR.

À l'été 2017, nous lancerons la toute nouvelle et novatrice base de transfert pour la baignoire.

Idéale pour donner le bain aux patients plus grands ou plus lourds pour lesquels une douche au-dessus du bain est nécessaire, elle permettra aussi de ménager votre dos. Grâce à la base de transfert pour la baignoire, le modèle Wave de Rifton devient un système complet de transfert qui permet de donner le bain, solution moins coûteuse que de refaire la salle de bain et plus agréable que de faire la toilette au lit.

**NOTE:** La chaise de baignoire Wave de Rifton est une NOUVEAUTÉ. Pour des raisons de sécurité, aucune des pièces ou des bases n'est interchangeable avec l'ancien modèle Blue Wave.

### IMPORTANTES CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE WAVE:

- *Siège très large* ouvert sur les côtés – largeur de 38 cm (15 po) pour les modèles de format petit et moyen et de 44,5 cm (17 ½ po) pour le grand format.

- *Grand format* convenant aux adultes mesurant jusqu'à (188 cm (6 pi 2 po) et pesant jusqu'à 113 kg (250 lb).
- *Entièrement configurable:* Tous les modèles Wave de Rifton sont compatibles avec les trois options de base.
- *Appui-mollets en option* réglable indépendamment de l'angle du siège.
- *Base de transfert pour la baignoire* qui permet de retourner le patient après l'avoir été installé dans la chaise de baignoire à l'aide d'un lève-personne mécanique, puis de lui faire faire une rotation au-dessus de la baignoire pour la douche (offert à l'été 2017).
- *Trousse de conversion* qui permet à l'utilisateur d'économiser en passant du petit au moyen format en changeant seulement le dossier, l'assise et la housse.
- *Solution moins coûteuse* que de refaire la salle de bain et plus agréable que de faire la toilette au lit.

### RÉGLAGES SANS OUTIL :

- Angle du dossier
- Angle de l'assise
- Angle de l'appui-mollets
- Angle et hauteur des pattes de la chaise

### LA PLUPART DES RÉGLAGES SONT POSSIBLES PENDANT QUE LE PATIENT EST DANS LA CHAISE

### TAILLES ET POIDS MAXIMUM:

- Petit 34 kg (75 lb)
- Moyen 68 kg (150 lb)
- Grand 113 kg (250 lb)