

## Triporteurs et quadriporteurs de première qualité

Les triporteurs et quadriporteurs de la série Imperial de Shoprider sont conçus pour la personne qui veut se démarquer. Uniques, ils offrent une performance et des caractéristiques inégalables. Innovateurs tout en demeurant pratiques, ils répondent aux besoins du consommateur le plus exigeant.

### LandCruiser 778<sup>XLSN</sup>

- > Triporteur Shoprider
- > Guidon de type delta à deux vitesses (grande-petite)
- > Moteur de 2 CV et pneus arrière de 13,5 pouces
- > Suspension intégrale et ensemble d'éclairage complet
- > Accumulateurs de 75 Ah avec chargeur de 8 A
- > Couleurs disponibles : rouge ou argent



### LandCruiser 889<sup>XLSBN</sup>

- > Quadriporteur Shoprider
- > Guidon de type delta à 2 vitesses (grande-petite)
- > Moteur de 2 CV et pneus arrière de 12,5 pouces
- > Suspension intégrale et ensemble d'éclairage complet
- > Accumulateurs de 75 Ah avec chargeur de 8 A
- > Couleurs disponibles : rouge ou argent



### Série Imperial

Spécif.	Poids maximal	Dimensions L x L x H	Poids total incl. acc.	Moteur	Vitesse	Accum.	Pneus	Chargeur 24 V	Autonomie	Rayon braquage	Inclinaison <sup>o</sup>
778 <sup>XLSN</sup>	227 KG   500 LB	55" x 27,5" x 52"	116 KG   255 LB	2,0 CV	15 KM/H   9,4 MI/H	2 x 75 AH	AV.12,5" x AR.13,5"	8 AH	48 KM   30 MI	1250 MM   49"	12°   20 %
889 <sup>XLSBN</sup>	227 KG   500 LB	56" x 28" x 50"	140 KG   309 LB	2,0 CV	13,5 KM/H   8,4 MI/H	2 x 75 AH	4 x 12,5"	8 AH	48 KM   30 MI	1780 MM   70"	12°   20 %