

Quadriporteur de luxe **Gs500**

Le nouveau quadriporteur pro **Gs 500** de Continent Globe vous offre un design raffiné tout en gardant la qualité en avant-plan.

Doté des contrôles électroniques tant appréciés de P&G, le **Gs 500** présente aussi les fonctionnalités suivantes :

- Suspension indépendante aux quatre roues
- Guidon à réglage double
- Prise USB
- Jeu de lumière DEL avec clignotant
- Panneau de contrôle avec indicateur de charge
- Siège avec suspension
- Porte-gobelet double
- Panier rabattable transportable
- Pneus durs noirs
- Coffre arrière avec clé

Options disponibles :

- Batteries Groupe 24 (AMG ou au gel)
- Drapeau de visibilité



CARACTÉRISTIQUES	
Contrôleur P&G	140A
Traction	Arrière
Type de batteries	2 x Gr. 24 - 75 Ah
Chargeur externe	8A
Contrôle de vitesse	Oui
Frein électromagnétique	Oui
Ajustement du guidon	Double
Couleurs	Rouge - Champagne
Couleur du siège	Noir

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Capacité de poids	180kg / 400lbs
Largeur hors-tout	69.8 cm / 27.5 po
Longueur hors-tout	142.2 cm / 56 po
Vitesse maximale	14.5km/h / 9mph
Autonomie	Jusqu'à 40 km / 24 miles
Garde au sol	10.2 cm / 4 po
Rayon de braquage	182.9 cm / 72 po
Pneus	4 x 33 cm / 13 po (dur)
Siège standard	45.7 x 45.7 cm / 18 x 18 po

GARANTIE LIMITÉE CONTINENT GLOBE

5 ans : châssis principal, mât du siège, structure de guidon / fourche

2 ans : moteur transaxle, frein électromécanique, contrôleur, câbles électroniques et les autres composantes électroniques, chargeur

1 an : batteries achetées chez Continent Globe

EXCLUSION:

À moins d'un défaut manufacturier, toutes pièces assujetties à l'usure normale et devant être remplacées à l'occasion telles que les pièces de plastique, brosse de moteur, sabots de freins, fusibles et ampoules, pneus et chambres à air, siège et rembourrage. Plus de détails sur la garantie dans le manuel d'utilisation. Les frais de main-d'oeuvre ou de transport sont la responsabilité du consommateur.