

Fauteuils motorisés

La série Aristocrat de Shoprider est synonyme de liberté. La liberté de vous rendre où vous voulez, quand vous le voulez. Maniabilité et accessibilité caractérisent la gamme de fauteuils motorisés Aristocrat. La gamme entière de fauteuils motorisés de Shoprider répond aux besoins particuliers du consommateur. Ils sont parfaitement adaptés à l'utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.

Axis UL-8^w SLA

- > Fauteuil motorisé ultraléger de Shoprider
- > Démontage en 3 étapes faciles
- > Accumulateurs de 12 Ah
- > Chargeur de batterie non transporté de 2 A
- > Couleur disponible : rouge



Pirouette 888^{WNLS}

- > Fauteuil motorisé Shoprider avec roues centrales de 8 pouces
- > Levier de commande escamotable
- > Chargeur de batterie non transporté de 5 A et accumulateurs de 21 Ah
- > Couleurs disponibles : rouge ou bleu



Navigator^M P424^M

- > Fauteuil motorisé Shoprider avec roues centrales de 10 pouces
- > Suspension intégrale
- > Chargeur non transporté de 5 A et accumulateurs de 50 Ah
- > Levier de commande escamotable
- > Couleurs disponibles : rouge, bleu, noir ou champagne, panneaux interchangeable inclus



* Siège à réglage électrique de bascule et siège de réadaptation disponibles

Navigator^L P424^L

- > Fauteuil motorisé Shoprider avec roues centrales de 14 pouces
- > Suspension intégrale
- > Chargeur non transporté de 5 A et accumulateurs de 50 Ah
- > Levier de commande escamotable
- > Couleurs disponibles : rouge, bleu, noir ou champagne, panneaux interchangeable inclus



* Siège à réglage électrique de bascule et siège de réadaptation disponibles

Série Aristocrat

Spécif.	Poids maximal	Dimensions L x L x H	Poids total incl. acc.	Moteur	Vitesse	Accum.	Pneus	Chargeur 24 V	Autonomie	Rayon braquage	Inclinaison [°]
UL8WSLA	113 KG 250 LB	30" x 21,5" x 32"	47 KG 104 LB	2 x 0,5 CV	6 KM/H 3,9 MI/H	2 x 12 AH	AV.6" AR.9"	2 AH	14 KM 9 MI	395 MM	15,5" 8° 14 %
888WNLS	113 KG 250 LB	37" x 22,5" x 38"	64 KG 141 LB	2 x 0,5 CV	7 KM/H 4,4 MI/H	2 x 21 AH	AV.6" C.8" AR.5"	5 AH	24 KM 15 MI	432 MM	17" 9° 15 %
P424M	136 KG 300 LB	40" x 22,5" x 44"	100 KG 220 LB	2 x 0,8 CV	8 KM/H 5 MI/H	2 x 50 AH	AV.6" C.10" AR.5"	5 AH	34 KM 21 MI	490 MM	18" 9° 15 %
P424L	158 KG 350 LB	41" x 25" x 46"	115 KG 253 LB	2 x 1,34 CV	9,6 KM/H 6 MI/H	2 x 50 AH	AV.6" C.14" AR.5"	5 AH	34 KM 21 MI	572 MM	22,5" 9° 15 %