

Fauteuil auto-souleveur 3 positions (assis-debout-couché)

- Assise et dossier confortable
- Élévation maximale du siège et excellente stabilité en position complètement soulevée
- Base et supports transversaux en acier durable
- Boîtier pour piles de relais en cas de panne électrique (requiert deux piles 9 volts, non incluses)
- Mécanisme fabriqué par le manufacturier de renom Leggett & Platt Inc.
- Fabriqué au Canada
- Capacité de 375 LBS

Modèle C0232

Hauteur sol-siège : 18.5" (MEC LP1), 20" (MEC ML1)

Largeur intérieure assise : 19.5"

Profondeur intérieure assise : 20"

Hauteur intérieure du dossier : 24"

Tailles correspondantes : De petite à moyenne personne

Poids du fauteuil : environ 80 LBS



Option de mécanisme :

- Mécanisme ML1 (MEC ML1), Lève personne 1 moteur (Système au mur)
Prévoir une hauteur d'assise de 1.5" plus haut que pour le mécanisme MEC LP1.

- Système au mur : modèle compact qui permet son utilisation complète à une distance d'environ 4 pouces du mur.
- Le système au mur est un auto-souleveur avec 1 moteur permettant de s'incliner et de se soulever.
- Lors de l'inclinaison, l'appui-pied se soulève complètement, suivi de l'inclinaison du dossier.

- Mécanisme LP1 (MEC LP1), Lève personne 2 moteurs

- Auto-souleveur à 2 moteurs, les deux moteurs permettent de régler le dos et l'appui-pied de façon indépendante
- Télécommande à touches multiples facile à utiliser pour différentes positions d'inclinaison

Garantie

- Garantie à vie sur les cadres et mécanismes
- Garantie de deux ans sur les moteurs
- Garantie de deux ans sur les cuirs et les combinaisons cuirs / vinyle et vinyle
- Garantie d'un an sur le tissu, les pièces et autres

Distribué fièrement par :

PRO-AIDE MEDIC inc.
11, Chemin de l'Étang
Lac Beauport, Qc G3B 2G8
Tel: 418-955-8325
Fax: 418-849-5992
info@proaidemedic.com