

# SURMATELAS POUR FAUTEUIL AUTO-SOULEVEUR EVO

## CARACTÉRISTIQUES

- Mousse viscogel avec design de 2 po d'épaisseur\*
- Amélioration du confort des fauteuils auto-souleveurs et prévention des plaies
- Conçu pour les utilisations d'un fauteuil auto-souleveur sur de longues périodes

### HOUSSE PROTECTRICE IMPERMÉABLE ET LAVABLE

- Recouvrement de polyuréthane extensible dans les quatre sens
- Fermeture éclair à rabat contre l'infiltration de liquide
- Se nettoie sur place suivant le mode d'entretien
- Hautement résistante

CAPACITÉ  
PONDÉRALE  
400 LB

### MOUSSE AVEC DESIGN

- Densité : 4 lb/pi<sup>3</sup>
- Indice de compression : 10-14

### \* MOUSSE VISCOGEL AVEC DESIGN DE 2 PO D'ÉPAISSEUR

Le design permet une meilleure aération, donc, de la fraîcheur et un meilleur confort.

### PAS DE DIMENSION STANDARD

Produit sur mesure  
(disponible sur commande seulement)

