

COUSSIN EVO ANTI-CHUTE

CARACTÉRISTIQUES

Pour réduire le risque de chutes du lit

- Triangles de 6 po de hauteur
- Sangles sur le côté


HOUSSE PROTECTRICE IMPERMÉABLE ET LAVABLE

- Recouvrement de polyuréthane extensible dans les quatre sens
- Fermeture éclair à rabat contre l'infiltration de liquide
- Se nettoie sur place suivant le mode d'entretien
- Hautement résistante

CAPACITÉ
PONDÉRALE
400 LB

MOUSSE DE BASE HAUTE DENSITÉ

- Densité : 1,45 lb/pi³
- Indice de compression : 55



CONFIGURATIONS

- 40 x 35 Triangles :
7 po x 6 po

