


CARACTÉRISTIQUES

- Munie de baleines couvrant la tête jusqu'au bas du dos
- Très englobante permettant une posture idéale pour un transfert optimal
- Cuissardes rembourrées offrant un confort supplémentaire
- Couleur disponible: noir



	A	B	C	D
XS	44 po	26,75 po	30,75 po	7,5 po
S	48,25 po	29,75 po	35 po	8,25 po
M	54,75 po	33,5 po	37,25 po	8,25 po
L	58 po	35 po	39 po	8,75 po
XL	63 po	36 po	42,5 po	8,5 po

TOILE LÈVE-PERSONNE CICONIA

Gamme: Albatros



NOTE: Cette modélisation est fournie à titre indicatif seulement. Il se peut que des éléments diffèrent.



Medicus Savard OXYBEC

INSTITUTIONNEL

Montréal
1 877 472-6161

Québec
1 800 463-6436

Rivière-du-Loup
1 877 688-8080

Sherbrooke
1 800 361-9911

Trois-Rivières
1 888 833-6381