

Le **PRO-MOVER400** de Pro-Aide Médic est une unité d'assistance au transfert, conçu pour l'utilisateur qui a la force et la stabilité pour se soulever et se soutenir dans son processus de déplacement. Les fonctions de transport sont rapides, pratiques et nécessitent un minimum d'assistance du personnel soignant. Les utilisateurs saisissent la barre du milieu et utilisent leur propre force pour se mettre en position debout. Les 2 palettes rembourrées pivotent pour permettre à l'utilisateur de monter et descendre, puis se rabaissent à la position initiale formant un siège confortable et stable pour le transport.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Verrous aux palettes d'assise, pour plus de sécurité
- Appui-Genoux rembourrés
- Base stable avec freins aux 4 roues
- Circule facilement dans les cadrages étroits

Code de produit : **PRO-MOVER400**

## SPÉCIFICATIONS

Largeur Maximale .....	25"
Hauteur Maximale.....	42.5"
Longueur hors-tout.....	33.5"
Hauteur de la base (à l'avant).....	5"
Capacité de poids .....	400 lb
Poids .....	61 lb
Conçu pour usagers .....	5,1" à 6,6"



Sangle de soutien optionnel ( **item: PRO-UBELT** )



Le siège est rembourré et divisé en deux parties pivotantes vers l'extérieur du levier, permettant l'approche de l'utilisateur.



L'utilisateur agrippe la barre centrale et utilise sa propre force pour se lever, puis, lorsque les palettes du siège sont replacées, il peut s'asseoir pour être déplacé.

## AVERTISSEMENT :

Pour éviter des blessures corporelles – Cet appareil est conçu pour l'assistance au transport de personnes d'environ 5,1" à 6,6".