


CARACTÉRISTIQUES

- Appui-tête muni de baleines offrant un excellent support
- Emplacement des courroies permettant de garder l'utilisateur bien centré
- Partie froncée au niveau du siège permettant de bien englober le bassin
- Couleur disponible: noir



	A	B	C	D	E
JR	38,25 po	31,5 po	25,5 po	10 po	8 po
XS	43,5 po	33,75 po	27 po	12 po	7,5 po
S	49 po	36,75 po	30 po	12,5 po	8,75 po
M	49,25 po	36,5 po	32,5 po	15 po	9 po
L	53,75 po	39,25 po	35,5 po	18,5 po	8 po

TOILE LÈVE-PERSONNE THAGE

Gamme: Albatros



NOTE: Cette modélisation est fournie à titre indicatif seulement. Il se peut que des éléments diffèrent.

