



Modèle C0092



Spécifications - Pour personnes d'environ 5' à 5'7"

41.5"	Hauteur
34.5"	Profondeur
31.25"	Largeur
27"	Hauteur intérieur dos
6"	Hauteur intérieur bras
18"	Profondeur intérieure siège
19.5"	Largeur intérieure siège
18"	Hauteur du siège (LP1 - 2 moteurs)
19.5"	Hauteur du siège (ML1- 1 moteur)

Options - Disponible en tissu, vinyle institutionnel, Crypton, et combo cuir/vinyle

ML1 - H	Fauteuil à élévation, mécanisme 1 moteur & appui-tête motorisé, système au mur. Inclinaison complète avec une distance de $\pm 4''$ du mur
LP1 - H	Fauteuil à élévation, mécanisme 2 moteurs & appui-tête Inclinaison complète avec une distance de $\pm 18''$ du mur

Garantie

Garantie à vie sur les cadres et mécanismes

Garantie deux (2) ans sur les moteurs

Garantie de deux (2) ans sur les cuirs et les combinaisons cuirs/vinyle et vinyle

Garantie de un (1) ans sur le tissu, la mousse et toute autre pièce non mentionnée

Model C0092

Specifications - For average people of 5' to 5'7"

41.5"	Height
34.5"	Depth
31.25"	Width
27"	Height inside back
6"	Height inside arm
18"	Depth inside seat
19.5"	Width inside seat
18"	Height of seat (LP1 - 2 motors)
19.5"	Height of seat (ML1 - 1 motor)

Options - Available in fabric, institutional vinyl, Crypton & leather/vinyl combination

ML1 - H	Reclining lift chair, 1 motor mechanism with power headrest, wall hugger. This model requires $\pm 4''$ clearance from wall for full motion
LP1 - H	Reclining lift chair, 2 motor mechanism with power headrest. This model requires $\pm 18''$ clearance from wall for full motion

Warranty

Lifetime warranty on the reclining mechanism & frame

Two (2) year warranty on the motor parts

Two (2) year warranty on leather & combination leather/vinyl

One (1) year warranty on fabric, foam & other unspecified parts

