

+ **éclipse** produits médicaux ^{MC}



DART

P321B

Guide de l'utilisateur

Redécouvrez votre monde, en grand style

Spécifications P321B

Éclipse P321B		
Dimensions : L x L x H	cm (po)	95 (37.5) x 56 (22) x 92 (36)
Poids total sans batteries	kg (lb)	51.4 (113.5)
Batteries	_V_Ah x unités	12V / 22 AH x 2
Chargeur	non transporté	4 Amp
Pneus	avant	2 x 7"
	arrière	2 x 8"
Moteur		.4 / 300W (Max) x 2
Vitesse maximum	km/h (mi/h)	6.4 (4)
Autonomie*	km (mille)	24 (15)
Poids maximum	kg (lb)	136 (300)
Dispositif de commande		PG 50A
Rayon braquage	cm (po)	53 (21)
Inclinaison		6° / 10%

*Note : l'autonomie est établie en fonction d'une batterie neuve complètement chargée et est influencée par le poids, le terrain et la température.

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.