

Modèle C2092



Spécifications - Pour personnes d'environ 5' à 5'7"

41.5"	Hauteur
34.5"	Profondeur
31.25"	Largeur
24"	Hauteur extérieur bras
27"	Hauteur intérieur dos
6"	Hauteur intérieur bras
18"	Profondeur intérieure siège
19.5"	Largeur intérieure siège
18"	Hauteur du siège (LP1 - 2 moteurs)
19.5"	Hauteur du siège (ML1- 1 moteur)

Options - Disponible en tissu, vinyle institutionnel, Crypton, et combo cuir/vinyle

MEC 01	Système au mur inclinable
ML1	Fauteuil à élévation, mécanisme 1 moteur, système au mur. Inclinaison complète avec une distance de $\pm 4''$ du mur
LP1	Fauteuil à élévation, mécanisme 2 moteurs Inclinaison complète avec une distance de $\pm 18''$ du mur

Garantie

Garantie à vie sur les cadres et mécanismes

Garantie deux (2) ans sur les moteurs

Garantie de deux (2) ans sur les cuirs et les combinaisons cuirs/vinyle et vinyle

Garantie de un (1) ans sur le tissu, la mousse et toute autre pièce non mentionnée

Model C2092

Specifications - For average people of 5' to 5'7"

41.5"	Height
34.5"	Depth
31.25"	Width
24"	Height outside arm
27"	Height inside back
6"	Height inside arm
18"	Depth inside seat
19.5"	Width inside seat
18"	Height of seat (LP1 - 2 motors)
19.5"	Height of seat (ML1 - 1 motor)

Options - Available in fabric, institutional vinyl, Crypton & leather/vinyl combination

MEC 01	Wall system recliner
ML1	Reclining lift chair, 1 motor mechanism, wall hugger This model requires $\pm 4''$ clearance from wall for full motion
LP1	Reclining lift chair, 2 motor mechanism This model requires $\pm 18''$ clearance from wall for full

Warranty

Lifetime warranty on the reclining mechanism & frame

Two (2) year warranty on the motor parts

Two (2) year warranty on leather & combination leather/vinyl

One (1) year warranty on fabric, foam & other unspecified parts

