

Construction



Fonctions

Inclinaison de la tête
SOPHIA 2 - SOPHIA 4
Jusqu'à 72°



Reflux gastrique
Ronflement, apnée, MPOC
Maladies cardiaques
Mal de dos
Lecture et détente

Élévation des jambes
SOPHIA 2 - SOPHIA 4
Jusqu'à 8°



Circulation sanguine
Syndrome des jambes sans repos
Douleur au genou
Douleur lombaire
Nerf sciatique coincé

Trendelenburg
SOPHIA 4 seulement
Jusqu'à 13°



Idéal pour dormeurs de côté
Étirement vertébral
Inclinaison longitudinale
Déplacement de pression
Ajustements accrus

Hauteur ajustable
SOPHIA 4 seulement
De 10" à 24"



Accessibilité au lit
Mobilité
Soins à domicile
Entretien et nettoyage
Esthétiquement adaptable

Spécifications

	SOPHIA 2 - Deux positions		SOPHIA 4 - Multi positions	
	TWIN XL	QUEEN	TWIN XL	QUEEN
Dimensions	38" x 80"	60" x 80"	38" x 80"	60" x 80"
Capacité	770 lb	800 lb	770 lb	800 lb
Poids	130 lb	160 lb	240 lb	280 lb
Hauteur	10" (Incluant roues de 4 pouces)			
Tension	110V			
Sécurité	Système de détection d'écrasement / Batterie de secours			
Garantie	Composantes électroniques : Trois ans / Structure : À vie			
Options	Ridelles / Pattes ajustables / Braquettes pour tête de lit / Bloc d'alimentation au lithium / Roues de 5"			
Fabrication	Fabriqué au Canada			

