

(Appui-tête motorisé)



Modèle C0962 - H (appui-tête motorisé)



Spécifications - Pour personnes d'environ 5'7" et plus

40.5"	Hauteur
37.5"	Profondeur
34"	Largeur
25"	Hauteur intérieur dos
5.5"	Hauteur intérieur bras
20.5"	Profondeur intérieure siège
22.5"	Largeur intérieure siège
19.5"	Hauteur du siège (LP1 - 2 moteurs)
21"	Hauteur du siège (ML1- 1 moteur)

Mécanismes - Disponible en tissu, vinyle institutionnel et tout cuir

ML1 - H Fauteuil à élévation, mécanisme 1 moteur & appui-tête motorisé, système au mur. Inclinaison complète avec une distance de $\pm 4''$ du mur

LP1 - H Fauteuil à élévation, mécanisme 2 moteurs & appui-tête motorisé. Inclinaison complète avec une distance de $\pm 18''$ du mur

Options

MMF	Assise en mousse mémoire
LBR	Support lombaire motorisé

Garantie

Garantie à vie sur les cadres et mécanismes

Garantie deux (2) ans sur les moteurs

Garantie de deux (2) ans sur les cuirs et les combinaisons cuirs/vinyle et vinyle

Garantie de un (1) ans sur le tissu, la mousse et toute autre pièce non mentionnée