

(Appui-tête motorisé)



Modèle C0102 - H (appui-tête motorisé)



(Pour la version avec l'appui-tête fixe, voir modèle C2102)

Spécifications - Pour personnes d'environ 5'1" à 5'7"

41.5"	Hauteur
34.5"	Profondeur
31.25"	Largeur
28"	Hauteur intérieur dos
6"	Hauteur intérieur bras
19"	Profondeur intérieure siège
22.5"	Largeur intérieure siège
18"	Hauteur du siège (LP1 - 2 moteurs)
19.5"	Hauteur du siège (ML1- 1 moteur)

Mécanismes - Disponible en tissu, vinyle institutionnel et combo cuir/vinyle

- ML1 - H** Fauteuil à élévation, mécanisme 1 moteur & appui-tête motorisé, système au mur. Inclinaison complète avec une distance de $\pm 4''$ du mur
- LP1 - H** Fauteuil à élévation, mécanisme 2 moteurs & appui-tête motorisé. Inclinaison complète avec une distance de $\pm 18''$ du mur

Options

- MMF Assise en mousse mémoire
- LBR Support lombaire motorisé

Garantie

Garantie à vie sur les cadres et mécanismes
Garantie deux (2) ans sur les moteurs
Garantie de deux (2) ans sur les cuirs et les combinaisons cuirs/vinyle et vinyle
Garantie de un (1) ans sur le tissu, la mousse et toute autre pièce non mentionnée