


Matelas Acute avec technologie de réduction du cisaillement (SRT)

Le matelas de remplacement en mousse **Acute** doté de la technologie brevetée de réduction du cisaillement (SRT) et interchangeable est une solution novatrice conçue pour réduire les forces de cisaillement dues au mouvement d'un client au lit ou d'un changement de position, tout en assurant une redistribution adéquate de la pression. Le modèle Acute est notre matelas modulable et adapté aux clients susceptibles de subir une lésion de pression.*



Le matelas est conçu pour absorber les forces causant des dommages cutanés, réduisant ainsi les risques de lésion de pression. Des essais cliniques indépendants ont été effectués par les facultés de soins infirmiers et d'ingénierie du Durham College of Applied Arts and Technology afin de valider la technologie SRT. Ils ont permis de confirmer avec objectivité l'efficacité de la technologie et d'appuyer son utilisation avec des populations de clients vulnérables aux forces de cisaillement pouvant endommager la peau et les tissus profonds.

5 Minds Mobility a également reçu un prix du Réseau des collèges de l'Ontario pour l'innovation industrielle pour sa technologie SRT.




*Une section de matelas ROHO® peut remplacer une ou plusieurs des sections en mousses amovibles au besoin.

permobil
ROHO SEATING + POSITIONING




Un matériel à friction minimale sépare deux couches de mousse pour d'absorber et de réduire les forces de cisaillement



Réduire le cisaillement en partant de l'intérieur

Caractéristiques du produit :

- Sections amovibles en GelFlex permettant d'ajouter des section de matelas ROHO®
- Sections en mousse fixes sous la tête et les pieds permettant aux composants mobiles du matelas de se replacer par eux-mêmes
- Conçu pour réduire le besoin de remonter le patient
- Les traversins latéraux facilitent des transferts
- Épaisseur de 7,5 cm de GelFlex sur tout le matelas pour offrir une réduction optimale de la pression et maximiser le confort
- L'effet de refroidissement du gel permet de réduire considérablement la transpiration au lit
- Housse imperméable aux incontinences et extensible en cinq directions
- Garantie de deux ans



Limite de poids : 158 kg
Garantie de deux ans

Grandeur standard :
91,5 x 17,5 x 203 cm
Tailles personnalisées disponibles