

VariTech



Spécifications techniques

Largeur de la plateforme: Ajustable de 35" à 38" à 47" à 53"
(89 cm à 97 cm à 119 cm à 134 cm)

Longueur de la plateforme: 78" (198 cm)

Hauteur minimale: 13" (33 cm) ou 13 ½" (34 cm)
pour option base fixe

Hauteur maximale: 30" (76 cm) ou 30 ½" (77 cm)
pour option base fixe

Capacité de charge: 1100 lb (499 kg)

Angle maximal du dossier: 64° (degrés)

Angle maximal du pied: 36° (degrés)

Position Trendelenburg: -14° à +14° (degrés)

Dégagement sous le lit: Variable selon la hauteur
du lit: 6" (12 cm) de
dégagement lorsque
le lit est à une hauteur
de 17" (43 cm)

Poids du lit: 309 lb (140 kg)

Caractéristiques

- Lit conçu pour les soins à domicile et les soins de longue durée
- Lit possédant la plus grande capacité de charge de sa catégorie
- Lit bariatrique à largeur ajustable
- Moteurs CC ultra silencieux. Le plus silencieux du marché, permet de maintenir un environnement calme et détendu.
- Sommier à largeur ajustable sans outils
- Batterie pour autonomie temporaire (batterie d'urgence)
- Composantes électriques approuvées IP54 protégées contre les infiltrations de poussière et d'eau
- Possibilité de déplacer le lit, et ce, à toutes les hauteurs, même à la plus basse
- Recouvrement du sommier en composite
- Structure métallique recouverte d'une peinture cuite antimicrobienne, facilement nettoyable
- Roulettes munies d'un système de freinage central synchronisé (2 x 2 roulettes)
- Roues médicales d'un diamètre de 4" (10 cm)
- Manette à 8 fonctions
- Angle de la section du pied ajustable manuellement (trois positions au choix : flexion, standard et extension)
- Butée d'arrêt de matelas au pied et côté de lit
- 6 réceptacles pour tige à soluté
- Pare-chocs à la tête et au pied du lit
- Lit pouvant être séparé en deux parties afin d'en faciliter le transport
- Authentique produit Québécois

Accessoires

- Tête et pied de lit décoratifs en mélamine (choix de couleurs : blanc, bois de rose, érable, et autres couleurs sur demande) ou en composite
- Côtés de lit demi-section Rotec basculants 28" (71 cm)
- Côtés de lit demi-section Rotec pivotants 28" (71 cm)
- Côtés de lit demi-section Rotec pivotants à hauteur accrue 28" (71 cm)
- Tige à soluté
- Chariot de transport
- Barre et trapèze
- Protège ridelle
- Support à pompe
- Matelas V1100 en 3 pièces



Options

- Contrôle infirmier digital intégré au pied du lit (inclut tête et pied de lit décoratif)
- Contrôle patient digital intégré au côté du lit (requiert le contrôle infirmier, inclut une paire de côté de lit)
- Extension en longueur du sommier à 88 ½" (225 cm)
- Base fixe