

Brio+ QUADRIPORTEUR



Le Brio + est la nouvelle version du modèle Brio, avec une différence majeure dans la configuration des roues. Le même puissant scooter munit de batteries au Lithium avec l'habileté pratique d'être facilement pliant mais avec deux roues avant! Cet ajout permet d'augmenter la stabilité de ce quadriporteur robuste!



Couleurs disponibles"
Bourgogne et Bronze



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MODELE	S19F
CAPACITÉ DE POIDS	115kgs(250 lbs)
SIÈGE	16" Fish-on
ROUE MOTRICE	9" Pneumatic Tire / 8" PU Tire
ROUE PIVOTANTE AVANT	7" Pneumatic Tire / 7" PU Tire
ROUE PIVOTANTE ARRIÈRE	YES
VITESSE MAXIMALE	6KM/H
BATTERIE	24V 11.5AH Li-Polymer
CAPACITÉ DE BATTERIE	15 KM
TYPE DE CHARGEUR	2.5Amp
TYPE DE CONTRÔLEUR	S-DRIVE 45Amp
TYPE DE MOTEUR	4-Pole 270W
POIDS AVEC BATTERIE	29kgs
POIDS SANS BATTERIE	26kgs
RAYON DE BRAQUAGE	900mm
SUSPENSION	INDEGO SUSPENSION
LONGUEUR	940mm

LARGEUR	530mm
HAUTEUR	945mm
DIMENSION –PLIÉ–	760mm*530mm*460mm
LARGEUR DU SIEGE	410mm
HAUTEUR DU SIEGE	320mm
PROFONDEUR DU SIEGE	330mm
HAUTEUR DU DOSSIER	360mm
EMPATEMENT	695mm
HAUTEUR DU SOL	70mm
PENTE MAXIMALE	3 Degree
REPOSE-PIED	420mm



DECLARATION DE GARANTIE

Qualité/déclaration de garantie

Les produits Heartway répondent aux besoins pour lesquels ils sont conçus et ils sont gage d'une excellente qualité et performance. Pour toutes demandes de garantie, Heartway devra, à leur discrétion, remplacer, réparer ou rembourser les pièces reconnues défectueuses.

GARANTIE HEARTWAY COMME SUIT:

LA GARANTIE HEARTWAY:

- L'ossature: garantie limitée de deux ans.
- Le système de commande: garanti limitée d'un an et demi
- Les composants électroniques et le chargeur: garantie limitée d'un an
- Exclusion de garantie. Les items suivants ne sont pas couverts par la garantie.

Brosses de moteur	pneus	appui-bras
coussin du siège	fusibles et ampoules	Recouvrement de la barre
Revêtement arrière	Revêtement avant	Batteries et pièces consommables

Tous dommages ou défauts issus d'une mauvaise utilisation, abus du produit ou un mauvais entreposage ne sont pas couverts par la garantie. La garantie débute à l'achat du scooter.

Normalement, la durée de vie d'un scooter est de 5 ans. Heartway est en mesure de fournir des pièces de remplacement durant 5 ans après l'achat du scooter. Note: Si vous rencontrez une batterie endommagée ou craquée, SVP la placer dans un sac de plastique et appeler votre détaillant autorisé pour instructions pour disposer de la batterie ou pour recyclage

