



Transit

TRIPOORTEUR


Triporteur pliable électriquement avec une télécommande. Capacité de poids de 115kg (250lb). Jusqu'à 11 km d'autonomie de batterie. Lumières avant et arrière au DEL.

Couleurs disponibles

Bourgogne



Noir



Spécifications techniques

Modèle	TRANSIT
Poid maximal	115kg (18 stone)
Dimensions (L x W x H)	86 x 42 x 84cm 34" x 16½" x 33"
Dimensions plié (L x W x H)	73 x 44 x 42cm 28¾" x 17½" x 16½"
Dimensions siège (L x W x H)	32 x 40 x 38cm 12½" x 16" x 15"
Longeur appui pied	37cm 14½"
longeur	63cm 25"
Rayon brackage	78cm 31"
Distance du sol	3.5cm 1.4"
Roues motrices	200mm x 50mm (8" x 2") PU Tyre
Roues avant	180mm x 40mm (7" x 1.6") PU Tyre
Roues (anti tip)	Standard
Vitesse maximale	3.5 mph 6 kph
Distance maximale	6 miles 10 km
Stabilité	3º (Dynamic) 6º (Static)
Poid du véhicule	19 kg (with battery) 17.5kg (without battery)
Type de chargeur	2A 110/240V Li-Ion Charger
Controleur	50A Dynamic
Moteur	180W 24V
Battery	Lithium-Ion Battery 24V 8.7 Ah