




Original Snap Series modular system

Le matelas Original Snap est notre surface de mousse modifiable pour le client présentant un risque élevé de rupture de la peau et pouvant nécessiter l'ajout de sections de matelas pneumatique ROHO. Des bordures périmétriques fermes et des bouton-pression maintiennent les inserts interchangeables en place.

Poid maximum : 350 lbs

Dimensions :

OSS SYS4 - 35 x 78
OSS SYS4 - 36 x 80
OSS SYS4 - 39 x 80
OSS SYS5 - 35 x 78
OSS SYS5 - 35 x 80
OSS SYS5 - 36 x 80
OSS SYS5 - 39 x 80

Original Snap Series modular system 36" x 80"



Original Snap Series modular system 39" x 80"

