





Système modulaire Original Snap Series 39" x 80" - SS-SYS3-3980PKG



Le matelas Original Snap est notre surface de mousse modifiable pour le client présentant un risque élevé de rupture de la peau et pouvant nécessiter l'ajout de sections de matelas pneumatique ROHO. Des bordures périmétriques fermes et des bouton-pression maintiennent les insertions interchangeables en place. La housse supérieure amovible à fermeture éclair doit être commandée séparément. Capacité de poids : 350 lb


System 3 SS-SYS3-39
Foam base covered with Recovery 5
3 x ROHO mattress sections (19" x 34")
1 x SS-2032FS
1 x SS-432FS