

Le lève-personne Présence de par son design et sa capacité de 500 lb est conçu pour desservir la grande majorité de la clientèle. Une base motorisée est offerte standard sur Le Présence et un pèse-personne est offert en option.



Smart Monitor

Le boîtier de contrôle unique Smart Monitor est programmable et enregistre les informations d'utilisation du levier. Un afficheur LCD facile à lire fournit l'information au simple toucher d'un bouton.



Barres d'Écartement Interchangeables

L'utilisation de différents systèmes de toiles restreints souvent le choix du lève-personnes. Avec les barres d'écartement interchangeables le Présence vous donne l'option de choix de multiples systèmes de toiles nécessaires.



Option de Pattes Abaissées

Le kit d'option « low Leg » pour le lève-personne Présence est conçu pour glisser les pattes sous les lits, civières ou autres ameublements offrant un petit dégagement. La hauteur totale de ce kit est de 2.4po. Pièce #: 39001310



Appui-Pied

Appui-pied ergonomique pour aider à initier le mouvement du lève-personne.

Spécifications	Impérial	Métrique
Charge de Fonctionnement Sécuritaire	500 lbs	227 kgs
Longueur Hors Tout Maximum	57.5"	1460 mm
Longueur Hors Tout Minimum	55.1"	1400 mm
Hauteur Hors Tout Maximum	81.3"	2065 mm
Hauteur Hors Tout Minimum	57.5"	1460 mm
Hauteur Maximum de la Barre d'Écartement	75.2"	1910 mm
Hauteur Minimum de la Barre d'Écartement	16.9"	430 mm
Hauteur à l'Atteinte Maximum	51.5"	1310 mm
Atteinte à la Hauteur Maximum	25.6"	650 mm
Atteinte à la Hauteur Minimum	15.7"	400 mm
Atteinte Maximum	36.6"	930 mm
Rayon de Braquage	64.2"	1630 mm
Pattes Ouvertes: Largeur Interne	40.1"	1020 mm
Pattes Fermées: Largeur Externe	26.4"	670 mm
Roues Jumelles Avant	4.0"	100 mm
Roues Arrière avec Freins	4.0"	100 mm
Hauteur Hors Tout des Pattes	4.7"	120 mm
Avec Option Pattes Abaissées	2.4"	60 mm
Hauteur Libre	1.4"	35 mm

* Atteinte = Centre de la potence à l'avant du mât

Barre d'Écartement à 4 Positions (mesure en haut des points d'attache)

Hauteur Maximum de la Barre d'Écartement	61.0"	1550 mm
Hauteur Minimum de la Barre d'Écartement	15.4"	390 mm

Poids	Impérial	Métrique
Total	88.0 lbs	40 kgs

Protection Contre Les Chocs Électriques

Chargeur - Catégorie II
Lève-Personne - Source d'Alimentation Interne

Degrés de Protection Contre les Chocs Électriques

Chargeur - Type B
Lève-Personne - Type B
Utilisation dans un environnement de: >+5°C <+40°C
Utilisation en dehors de cette plage peut affecter le fonctionnement et la sécurité peut être compromise.

Devis Électrique

Batteries - 24 vDC rechargeables, scellées
Capacité de la Pile - 3.2A ampères heures
Entrée Nominale du Chargeur - 100-240v AC 24 VDC 50/60 hz
Sortie Nominale du Chargeur - 29.5VDC, Max 19W