



Rehausseur de toilette à hauteur ajustable avec accoudoirs

Réf : 081703990

Description du produit

Le rehausseur de WC avec accoudoirs permet une plus grande indépendance lors de l'utilisation des toilettes en compensant les mouvements compliqués. Cela en fait une aide utile pour les personnes âgées, les personnes handicapées et les patients qui subissent une chirurgie de la hanche.

Choisissez parmi trois hauteurs de rehausseur de WC possibles pour un ajustement personnalisé : 6, 10 ou 15 cm. La hauteur idéale permet à vos pieds de toucher le sol avec votre articulation de la hanche plus haute que votre articulation du genou. Cela évite que les articulations de la hanche et du genou ne soient pliées à plus de 90 degrés, ce qui est important lors de la récupération après une chirurgie.

Caractéristiques :

- Base en plastique moulé
- 3 hauteurs possibles
- Couvercle amovible
- Accoudoirs sécurisés
- Facilite l'équilibre en position assise
- Se fixe à la plupart des toilettes

Haut. Siège	6 cm, 10 cm ou 15 cm
Prof. Totale	47.5 cm
Dim. (L x l)	21 x 27.5 cm (ouverture)
Larg. Siège	36 cm
Haut. Totale	38 cm
Larg. Totale	50 cm
Prof. Siège	42.5 cm
Poids	4,3 kg
Poids maximum	136 kg