





Tissus standard :




Ancre



Doux-amère



Oxford



Port



Tempête de sable

Ce tissu présente un aspect moderne et actualisé avec de riches options de couleurs. Il est doté de notre système exclusif SofTouch™ avec revêtement de défense Stain.

* Un supplément sera appliqué pour tous les tissus croisés.

Comforter avec MaxiComfort & Twilight PR545



Comfort Zone™
by GOLDEN

Le nouveau fauteuil inclinable à relevage électrique PR545 enrichit le modèle Comforter de Golden, populaire depuis longtemps, avec le positionnement MaxiComfort® et maintenant la technologie Twilight. Ce fauteuil luxueux offre trois zones de confort. Les zones 1 et 2 fonctionnent ensemble pour un positionnement personnalisé du haut et du bas du corps, ainsi que la zone de confort 5 pour élever votre expérience de bien-être grâce à notre technologie brevetée Twilight. Découvrez une revitalisation et un soulagement du corps entier comme vous ne l'avez jamais ressenti auparavant grâce à notre technologie exclusive de positionnement Zero Gravity+ (ZG+). Notre technologie brevetée de bien-être offre un mouvement d'inclinaison parfait de 30 degrés, berçant votre corps pour l'incliner dans une position de soutien ergonomique optimale. Le PR545 est proposé en trois tailles pour répondre aux besoins de chacun - moyenne, large et grande.



Caractéristiques standard :

- Technologie brevetée Twilight Tilt
- Positionnement breveté MaxiComfort®
- AutoDrive programmable™
Commande manuelle
- Poche supplémentaire
- Port de charge USB

Options d'amélioration :

- Chaleur thérapeutique et massage de luxe



Série MAXICOMFORT® PR545

Numéro de modèle	PR545-MED	PR545-LAR	PR545-TAL
Taille	Moyen	Large	Grande
Dispositif médical de classe II	OUI	OUI	OUI
Capacité de poids	375 LBS	375 LBS	375 LBS
Positionnement	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Zone(s) de confort	3	3	3
Technologie Twilight	OUI	OUI	OUI
Position ZG+	OUI	OUI	OUI
Siège de chaise	OUI	OUI	OUI
Siège à ressorts ensachés	OUI	OUI	OUI
Type dossier	Couture	Couture	Couture
Type de dossier amovible	Support	Support	Support
Housse d'appui-tête	Standard	Standard	Standard
Housses d'accoudoir	Standard	Standard	Standard
Largeur globale	32"	35"	35"
Hauteur globale	42"	43"	48"
Largeur entre les bras	21"	23"	23"
Du sol au haut du siège	20"	21"	23"
Profondeur du siège	20"	21"	22"
De l'assise au haut du dossier	28"	30"	32"
De l'assise au haut de l'accoudoir	5"	6"	6"
Distance requise par rapport au mur Recliné	23"	24"	28"
Extension inclinée de l'arrière du siège à l'extrémité du repose-pieds	41"	41"	44"
Garantie à vie, cadre de chaise, cadre de levage, mécanisme d'inclinaison	OUI	OUI	OUI
Garantie sur les pièces électriques	3 ANS	3 ANS	3 ANS
Classé Pro de la 4e à la 7e année	OUI	OUI	OUI
Garantie sur le travail mécanique	3 ANS	3 ANS	3 ANS
Garantie sur le travail électrique	1 AN	1 AN	1 AN
Routage des commandes manuelles	Bras intérieur	Bras intérieur	Bras intérieur
Option de poche supplémentaire	Standard	Standard	Standard
Option chaleur et massage	OUI	OUI	OUI
Option technologie HeatWave	NON	NON	NON
Option appui-tête articulé	NON	NON	NON
Option lombaire réglable	NON	NON	NON
Option d'extension du repose-pieds	NON	NON	NON
Option de levage droit	NON	NON	NON
Port de charge USB	Boîte de contrôle	Boîte de contrôle	Boîte de contrôle
Batterie de secours	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Système de diagnostic SmartTek®	Standard	Standard	Standard
Lieu d'origine	ÉTATS-UNIS	ÉTATS-UNIS	ÉTATS-UNIS

Le système de diagnostic SmartTek® est STANDARD sur tous les modèles Golden.
Tous les fauteuils Golden sont des dispositifs médicaux de classe II.



TWILIGHT

Le fauteuil inclinable à
positionnement électrique le
plus avancé au monde avec la
technologie brevetée Twilight !

AVANTAGES POUR LA SANTÉ :

- Élève les pieds au-dessus du cœur
- Atténue la pression sur les poumons
- Redistribue le poids plus facilement
- Soulage les points de pression
- Favorise une bonne posture
- Soutient la forme naturelle de la colonne vertébrale

Qu'est-ce que la position ZG+ ?



Le "+" correspond
à notre mouvement
d'inclinaison breveté
et au mouvement

du caisson d'assise, élevant votre
expérience de l'apesanteur comme les
autres fauteuils inclinables ne peuvent
le faire. L'expérience de l'apesanteur est
unique en son genre !




Comfort Zone™
by GOLDEN

Zones de confort 1, 2 et 5 combinent nos deux brevets de positionnement qui offrent un placement ergonomique du bas du corps avec un mouvement d'inclinaison qui permet une plus grande élévation des jambes.



WE PATENTED COMFORT™



Scannez avec
l'appareil
photo de votre
smartphone pour
en savoir plus sur
la Comfort Zone
by Golden.



Téléphone : 800-624-6374

Fax : 800-628-5165

www.goldentech.com



La documentation est à jour au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment.

Les dimensions peuvent varier en fonction du tissu, du matériau de remplissage, du rembourrage et de l'épaisseur de la tapiserie. Toutes les mesures sont prises sur un sol en béton à l'aide de niveaux et de règles métalliques.



Complies with
UL 73 and
CSA C22.2 No. 68



Retrouvez-nous sur
Facebook

www.facebook.com/goldentechnologies

SHT-PR545-051723