

## Jazzy® Carbon

Capacité maximale	300 lb (136 kg)
Rayon de giration <sup>3</sup>	24"
Largeur hors-tout <sup>3</sup>	24"
Longueur hors-tout <sup>3</sup>	37"
Vitesse maximale <sup>2</sup>	Jusqu'à 6 km/h (3.7 mi/h)
Garde au sol <sup>3</sup>	2"
Roue avant <sup>3</sup>	7"
Roues motrices <sup>3</sup>	8.5 solides
Motorisation	24v/250W moteur sans broches
Système de freinage	Électromécanique, régénératif
Suspension	Avant
Siège standard <sup>3</sup>	17" x 17" mousse noire
Hauteur siège-plancher <sup>3</sup>	20.25" avec coussin 18.75" sans coussin
Autonomie par charge <sup>3,5</sup>	Jusqu'à 15 km (9.3 milles)
Électronique	35A Micon sans broches
Poids des composants <sup>1,3</sup>	Base: 39.6 lb (18 kg) Batterie: 4 lb (1.8 kg)
Poids total <sup>3,4</sup>	43.6 lb / 19.8 kg avec batterie
Batteries requise	24V 12AH (288WH) lithium-ion
Chargeur de batteries	2A, lithium-ion externe
Garantie	À vie limitée sur le châssis; 1 an limitée sur le contrôle électrique/système de levier, système moteur/entraînement, douille de roulement et batterie



**PRIDE**  
MOBILITY  
VIVEZ VOTRE MEILLEUR®

pridemobility.ca



<sup>1</sup> Le poids des batteries peuvent varier selon le manufacturier

<sup>2</sup> Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la capacité des batteries en AH, la charge et la condition des batteries ainsi que la condition et la pression des pneus. Ces informations peuvent varier de (+ ou -) 10%.

<sup>3</sup> En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue du produit, cette spécification peut être sujette à un écart de (+ ou -) 3%.

<sup>4</sup> Inclus le poids du siège standard

<sup>5</sup> Testé conformément aux normes ANSI/RESNA, WC Vol2, section 4 et ISO 7176-4. Résultats dérivés de calculs théoriques basés sur les spécifications de la batterie et performances du système d'entraînement. Test effectué à la capacité de poids maximale.

NOTE: Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication; nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de la charge de la batterie, de l'état de la batterie et de la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, la longueur, la largeur, le rayon de braquage et la garde au sol peuvent être sujets à des écarts de ±3%. Les sièges sur commande spéciale ou de dimensions non standards ne sont pas rabattables à plat et réglables en profondeur.

CA\_JazzyCarbon\_TRI\_070924

pridemobility.ca



# Jazzy<sup>®</sup> carbon



FDA Class II  
Medical Device<sup>1</sup>



Support de manette  
aidant en option

Porte-gobelet en option

Tige et ancrage d'appui-tête en option

## Voyagez Léger

Le Jazzy<sup>®</sup> Carbon utilise une technologie de fibre de carbone ultralégère mais exceptionnellement solide pour son cadre et une batterie lithium-ion légère et fiable.

Les voyageurs gardent leur Jazzy<sup>®</sup> Carbon chargé et prêt pour voyages en avion. Ils savent que le Jazzy Carbon peut facilement négocier la vérification de sécurité des aéroports, qu'il se range facilement dans l'avion et leur offre la mobilité dont ils ont besoin pour tirer le meilleur parti de leurs voyages.

Avec un poids impressionnant de 43.6 lb (19.8 kg), le Jazzy<sup>®</sup> Carbon offre une vitesse de pointe allant jusqu'à 6 km/h (3.7 mi/h) avec une capacité de poids de 300 lb (136 kg).

## Fonctionnalités

- La manette avec chargeur USB intégré est amovible pour le transport
- Batterie au lithium conforme aux normes aériennes\*
- Suspension avant pour une conduite en douceur
- Cadre en fibre de carbone ultra-léger spécialement conçu pour les voyages
- La base compacte se plie et se déplie facilement pour un transport facile en quelques étapes faciles
- Dossier rembourré avec poche de rangement et coussin de siège doux et amovible pour un confort tout au long de la journée
- Les leviers situés sur les moteurs désengagent facilement les freins permettant à ce fauteuil motorisé léger d'être poussé comme un fauteuil manuel
- Rangement sous le siège et ceinture sous-abdominale réglable

## Couleurs disponibles



Noire

Blanc

## Accessoires

- Coussin Stealth<sup>®</sup> Simplicity
- Batterie supplémentaire
- Porte-gobelet
- Support de manette aidant
- Tige et ancrage d'appui-tête

\* Le transport de cet article sur des avions commerciaux est soumis aux réglementations fédérales et à la politique des compagnies aériennes. Veuillez consulter votre compagnie aérienne avant votre vol pour vous assurer que votre Jazzy<sup>®</sup> Carbon et sa batterie lithium-ion sont autorisés.