



Safe Lock® Raised Toilet Seat

- Adds 4.25" to height of toilet seat
- Extra-wide 10" x 9.75" opening
- Safe Lock® system secures the seat to the toilet
- Easy to clean

Siège de toilette surélevé Safe Lock®

- Ajoute 4,25 po de hauteur au siège de toilette
- Ouverture très large de 10 po x 9,75 po
- Le système Safe Lock® permet de fixer le siège à la toilette de manière sécuritaire
- Facile à nettoyer

B313-CA retail box

Dimensions (h x w x d):
4.25" x 14.5" x 16.63"

Box Dimensions (h x w x d):
17" x 16.75" x 4.5"

Product Weight: 2.55 lbs.

Weight Capacity: 500 lbs.

UPC: 023601003133

Case Pack: 3 units

Dimensions (h x w x d):
10,80 cm x 36,83 cm x 42,24 cm


Dimensions de la boîte (h x w x d):
43,18 cm x 42,55 cm x 11,43 cm

Poids du produit: 1,16 kg

Capacité de poids: 226 kg

CUP: 023601003133

Articles par caisse: 3 unités



Toilet Seat Elevators

- Installs under existing toilet seat
- Adds 3.5" to height of toilet seat
- Fits most elongated or standard toilets

Ascenseurs toilettes de sécurité

- Installations existantes en vertu de siège de toilette
- Ajoute 8,9 cm à la hauteur du siège de toilettes
- Convient la plupart des toilettes ou allongées

B308-00 elongated, retail box/
longue, boîte pour vente au détail
UPC/CUP: 023601003089

B309-00 standard, retail box/
standard, boîte pour vente au détail
UPC/CUP: 023601003096

Dimensions (h x w x d):
3.5" x 14" x 19.25" (B308)
3.5" x 13.5" x 17.5" (B309)

Box Dimensions (h x w x d):
4" x 14.25" x 21.25" (B308)
4" x 14.25" x 19.25" (B309)

Product Weight:
2.5 lbs. (B308), 2.33 lbs. (B309)

Weight Capacity: 300 lbs.

Case Pack: 4 units

Dimensions (h x w x d):
8,9 cm x 35,5 cm x 48,8 cm (B308)
8,9 cm x 34,3 cm x 44,5 cm (B309)

Dimensions de la boîte (h x w x d):
10 cm x 36,2 cm x 54 cm (B308)
10 cm x 36,2 cm x 48,9 cm (B322)

Poids du produit:
1,1 kg (B308), 1 kg (B309)

Capacité de poids: 136 kg

Articles par caisse: 4 unités

