

## PT RAIL™ - MÂT DE SOL

Si l'installation au mur n'est pas possible, le mât de sol peut offrir une solution de rechange pour l'installation de la PT Rail. La hauteur de la rampe est réglable à partir du mât.

### CARACTÉRISTIQUES

Hauteur du mât 39 po

Plaque de base 4 x 6 po

**Entrepreneur  
recommandé**

Plaque de serrage 5,5 x 9 po

Capacité de poids 400 lb

**A. Fini/Matériau** Acier allié avec enduit blanc antimicrobien (PCW)  
Acier allié plaque chrome (CRP)  
Inox brossé (SS)

Code

PT-WRM-**A**

Exemple : PT-WRM-**PCW**



## PLAQUE MURALE

Une conception en MDF de qualité permettant l'installation du PT Rail sans avoir à ouvrir les murs et créant un renforcement structurel.

Capacité de poids 400 lb

Code

PT-WP-WD

*Plaque en bois pour PT Rail*

**Entrepreneur  
recommandé**



## DISTRIBUTEUR DE PAPIER

Ajout pour la PT Rail pour faciliter l'atteinte au papier hygiénique et minimiser les contorsions.

Code

PT-TRH

*Distributeur de papier*

**Installez  
vous-  
même**

