



Marchette solide et légère faite en tube d'aluminium anodisé de 2,5 cm. Se replie facilement en quelques secondes pour faciliter le transport.

La barre transversale fournit plus de stabilité et permet l'utilisation aux toilettes. La marchette est munie de boutons de déverrouillage de chaque côté. Les doubles renforts latéraux sont assez solides pour y installer la gouttière pour bras.

Caractéristiques

- Solide et légère
- Se replie facilement pour le transport ou le remisage
- Hauteur réglable
- Barre transversale fournissant plus de stabilité et permettant l'utilisation aux toilettes
- Boutons de déverrouillage de chaque côté
- Double renforts latéraux
- Plusieurs accessoires disponibles

	Hauteur des poignées	Largeur entre les poignées	Poids	Capacité
PP4245-00	81-99 cm	43 cm	2,9 kg	136 kg
PP4245-00R	84-99 cm			
PP4245-00RS	84-99 cm			
PP4246-00	63,5-81 cm	43 cm	2,4 kg	136 kg
PP4246-00R	65-81 cm			
PP4246-00RS	65-81 cm			



ERP4155-03



PP4245-05



PP4260



PP4270



Practika
daily help - aides au quotidien

Pour commander

Marchette pliante 2 boutons - Adulte
 PP4245-00 Standard
 PP4245-00R Avec roues fixes 5" et patins
 PP4245-00RS Avec roues fixes 5", patins et skis

Marchette pliante 2 boutons - Adolescent
 PP4246-00 Standard
 PP4246-00R Avec roues fixes 5" et patins
 PP4246-00RS Avec roues fixes 5", patins et skis

Accessoires
 ERP4155-03 Skis pour tubes dia. 7/8 et 1" int., 1 et 1 1/8" ext. (2)
 PP4245-02 Roulettes 7,5 cm (2)
 PP4245-05 Roulettes 12,5 cm incluant embouts glisseurs (2)
 PP4245-12 Roulettes pivotantes 7,5 cm (2)
 PP4245-15 Roulettes pivotantes 12,5 cm (2)
 PP4245-20 Freins-glissières (2)
 PP4260 Panier de marchette crochet/boucle
 PP4270 Gouttière pour bras