



Le fauteuil de transport **CGT** est de qualité supérieure afin d'assurer un confort à l'utilisateur et de plus permettre à l'aidant de propulser le fauteuil avec facilité.

Le **CGT** est de construction d'aluminium avec un dossier rabattable à déclenchement rapide pour faciliter le rangement dans le

coffre de l'auto.

Le **CGT** Standard est disponible avec des roues de 8" ou 12", des appui-bras escamotables et détachables pouvant être installés en position bureau ou pleine longueur et des appui-pieds escamotables ajustables en longueur.

Tous nos fauteuils de transport sont munis de mécanisme de blocage des roues pour assurer la sécurité de l'utilisateur lors des transferts.



"SIMPLEMENT DE LA QUALITÉ RESPECTANT L'UTILISATEUR"

No. ITEM	DESCRIPTION	POIDS	CAPACITÉ DE POIDS
TC819DLX	19" LARGE / ROUES 8" / APPUI-BRAS À POSITIONNEMENT DOUBLE	25 lbs.	285 lbs.
TC1217DLX	17" LARGE / ROUES 12" / APPUI-BRAS À POSITIONNEMENT DOUBLE	28 lbs.	285 lbs.
TC1219DLX	19" LARGE / ROUES 12" / APPUI-BRAS À POSITIONNEMENT DOUBLE	28lbs.	285 lbs.
TC1222DLX	22" LARGE / ROUES 12" / APPUI-BRAS À POSITIONNEMENT DOUBLE	30 lbs.	400 lbs.

Les fauteuils sont disponibles en deux couleurs dont **Bleu** ou **Bourgeoise**