

Triporteurs et quadriporteurs compacts et portatifs

La série Regal de Shoprider établit la norme en matière de mobilité et de portabilité, grâce au premier châssis au monde entièrement sans raccord qui facilite le montage et le démontage. C'est aussi simple que 1-2-3.

Chameleon GK-8³ / GK-8⁴

- > Triporteur / quadriporteur Shoprider (GK-8³)
- > Quadriporteur Shoprider (GK-8⁴)
- > Léger et portatif
- > Démontage en 3 étapes faciles
- > Accumulateurs de 12 Ah avec chargeur de 2 A
- > Pneus anti-crevaisson de 8 pouces
- > Couleurs disponibles : rouge, bleu ou champagne, panneaux interchangeableables inclus

GK-8³



GK-8⁴



Cameo GK-9

- > Quadriporteur Shoprider
- > Léger et portatif
- > Démontage en 3 étapes faciles
- > Double bloc séparé d'éléments d'accumulateurs de 21 Ah avec chargeur de 5 A
- > Pneus anti-crevaisson de 9 pouces
- > Couleur disponible : rouge



Spirit GK10

- > Quadriporteur Shoprider
- > Léger et portatif
- > Démontage en 3 étapes faciles
- > Accumulateurs de 35 Ah (pouvant être rechargés hors-bord)
- > Pneus anti-crevaisson de 10 pouces
- > Pare-chocs nickelés
- > Poignées de transport avant et arrière
- > Ensemble siège anatomique de luxe et ensemble d'éclairage
- > Couleurs disponibles : rouge ou bleu monarque



Série Regal

Spécif.	Poids maximal	Dimensions L x L x H	Poids total incl. acc.	Moteur	Vitesse	Accum.	Pneus	Chargeur 24 V	Autonomie	Rayon braquage	Inclinaison ^o
GK8 ³	114 KG 250 LB	38" x 21,5" x 35"	41 KG 89 LB	0,5 CV	6 KM/H 3,8 MI/H	2 x 12 AH	AV.7" AR.8"	2 AH	14 KM 9 MI	838 MM 33"	6° 10 %
GK8 ⁴	114 KG 250 LB	39" x 21,5" x 35"	43 KG 94 LB	0,5 CV	6 KM/H 3,8 MI/H	2 x 12 AH	AV.7" AR.8"	2 AH	14 KM 9 MI	940 MM 37"	6° 10 %
GK9	136 KG 300 LB	41,5" x 22" x 35"	56 KG 123 LB	0,75 CV	7 KM/H 4,4 MI/H	2 x 21 AH	AV.9" AR.9"	5 AH	24 KM 15 MI	1150 MM 45"	6° 10 %
GK10	136 KG 300 LB	48" x 22" x 38"	80 KG 176 LB	0,8 CV	8 KM/H 5,0 MI/H	2 x 35 AH	AV.10" AR.10"	5 AH	33 KM 21 MI	1330 MM 52"	9° 15 %