

ROBUSTE ET DÉMONTABLE EN UN TOURNEMAIN



4-roues

REVO™ 2.0



Découvrez le **Revo™ 2.0**, une nouvelle classe de scooters qui combine un ensemble de fonctionnalités en un seul et même produit. Robuste et conçu pour durer, le Revo 2.0 offre une fiabilité et une robustesse auxquels vous vous attendez d'un scooter de luxe de taille intermédiaire. La suspension Comfort-Trac (CTS) assure une conduite souple et confortable sur des terrains variés. Faites l'expérience d'un démontage pratique en un tournemain, pour une portabilité comparable à notre gamme Travel Mobility. Profitez d'un espace de rangement sous le siège standard et une vitesse de pointe de 8 km/h. Roulez avec le Revo 2.0!

SCOOTERS **PRIDE®** MOBILITY
VIVEZ À VOTRE MIEUX

| pridemobility.com |





Caractéristiques 3R: S66 4R: S67

Capacité de poids	375 lb
Vitesse maximale ¹	jusqu'à 5 mi/h ou 8 km/h
Dégagement sous le plancher	3R: 3.25" sur les côtés du plancher 4R: 3.5" sur les côtés du plancher
Dégagement au sol	1.25" sous le moteur
Rayon de giration	3R: 40" 4R: 52"
Longueur	3R: 46" 4R: 47"
Largeur	21"
Hauteur siège/sol	23.5" position la plus haute; 21" position la plus basse
Hauteur plancher/siège	18"
Pneus Avants	3R: 3" x 8" 4R: 3" x 9"
Pneus Arrières	3" x 9"
Suspension	Avant et arrière
Système de conduite	PG S-Drive MK2
Système de freinage	électronique, à disques régénérateurs
Autonomie par charge (max) ^{1,2}	3R: jusqu'à 12 miles 4R: jusqu'à 13 miles
Poids total sans les batteries ^{3,5}	3R: 120 lb 4R: 131 lb
Pièce la plus lourde ³	3R: 48 lb (section arrière) 4R: 57 lb (section avant)
Siège	Dimensions: Largeur: 20" Profondeur: 18"
Batteries requises ⁴	(2) U1; 25 lb chacune
Chargeur	3.5 A
Couleurs	 

Grey Street True Blue

Avantages

- Suspension avant/arrière Comfort-Trac
- Pare-choc arrière robuste et stylisé
- Ancrages pour le transport adapté (*inoccupé*) facilement accessibles
- Colonne de direction facilement ajustable
- Les batteries peuvent être facilement rechargées lorsqu'elles ne sont pas sur le scooter
- Pneus anti-crevaisons noirs et sans marquage exclusifs à Pride Mobility
- Siège conçu pour un confort extrême
- Panier avant standard
- Compartiments de rangement sous le siège standards
- Transmission ultra-robuste avec contrôleur de 70 ampères
- Console conviviale
- Port de recharge USB

Accessoires

- Support à cannes (simple, double)
- Support à verre
- Support à béquilles canadiennes
- Ceinture pelvienne 50", 60" ou 70" de long
- Support à bonbonne d'oxygène
- Support à canne quadripode
- Panier arrière
- Rétroviseur
- Sac latéral fixé sur appui-bras
- Drapeau orange
- Support à marchette
- Housse de protection contre les intempéries, noire
- Support à béquilles

LIFT FINDER

Pride offre une variété de leviers pour transporter votre produit de mobilité avec facilité. Pour trouver un levier compatible pour votre véhicule et votre produit de mobilité, utilisez notre nouvelle application Lift Finder sur pridemobility.com/lift-finder/

- ¹ L'autonomie et la vitesse varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus. Ces informations peuvent varier de (+/- 10%).
- ² Testé en accord avec les standards ANSI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 et ISO 7176-4. Les résultats sont basés sur des calculs théoriques selon les spécifications des batteries ainsi que la performance de la motorisation de l'appareil.
- ³ Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%.
- ⁴ Le poids des batteries peuvent varier selon le fabricant de celles-ci.
- ⁵ Inclus le poids du siège standard.

NOTE: Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.

