

Envolez-vous vers L'AVENTURE!



Pride®
RAPTOR



Affichage digital



Lumières arrière D.E.L



Lumières avant D.E.L



Rangement sous
le siège

Envolez-vous vers l'aventure avec le tout nouveau **Pride® Raptor!** Avec des vitesses allant jusqu'à 14 mi/h (22.5 km/h) et une capacité de poids de 400 lb, c'est le scooter parfait pour tout le monde. Parcourez de plus grandes distances avec une autonomie allant jusqu'à 31 milles (50 km) et profitez d'une conduite plus fluide sur des terrains variés avec une suspension avant et arrière.

PRIDE® MOBILITY SCOOTERS
VIVEZ À VOTRE MEILLEUR®

pridemobility.com





Caractéristiques

Capacité de poids	400 lb
Pneus avant	3" x16"
Pneus arrière	3" x16"
Vitesse maximale ¹	Jusqu'à 14 mi/h (22.5 km/h)
Dégagement au sol ³	3.5" (au centre du châssis)
Rayon de giration ³	60"
Longueur ³	59"
Largeur ³	24.75"
Siège	Dossier haut 20"L x 18"P avec appui-tête (dossier inclinable limité à 100 °)
Hauteur siège/sol	28"
Hauteur plancher/siège	19"
Poids total sans les batteries	208 lb
Poids des batteries	53 lb chaque
Batteries requises ^{4,5}	75 AH (2)
Autonomie ^{1,2} (Max.)	19 miles ou 30 km (jusqu'à 400 lb à vitesse maximale) 31 miles ou 50 km (jusqu'à 220lb à vitesse maximale)
Chargeur	8 ampères
Suspension	Avant et arrière
Pièce la plus lourde (lorsque désassemblé) ³	(Appareil non démontable)
Garantie	2 ans limitée
Couleurs	

Argent

Avantages

- Console LCD facile à lire qui affiche la vitesse estimée, le kilométrage et l'affichage de la batterie
- Suspension avant et arrière
- Compartiment de rangement avant situé sur le guidon
- Ensemble d'éclairage DEL complet avec signaux directionnels et feux de freinage offrant une visibilité totale pour une sécurité accrue
- Frein à main avec système de freinage régénératif
- Siège inclinable à inclinaison limitée avec réglage manuel et accoudoir réglable en angle / largeur
- Compartiment de rangement verrouillable sous le siège
- Design élégant et solide pour une stabilité accrue
- Pneumatiques sans chambre à air pour une conduite en douceur
- Deux rétroviseurs

Accessoires

- Porte-gobelet
- Sac de rangement
- Drapeau de sécurité
- Chargeur USB XLR



Pride offre une variété de leviers pour transporter votre produit de mobilité avec facilité. Pour trouver un levier compatible pour votre véhicule et votre produit de mobilité, utilisez notre nouvelle application Lift Finder sur pridemobility.com/lift-finder/

¹ L'autonomie et la vitesse varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus. Ces informations peuvent varier de (+/- 10%).

² Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%.

³ Batteries AGM ou type gel sont recommandées.

⁴ Testé en accord avec les standards ANSI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 et ISO 7176-4. Les résultats sont basés sur des calculs théoriques selon les spécifications des batteries ainsi que la performance de la motorisation de l'appareil.

⁵ Le poids des batteries peuvent varier selon le fabricant de celles-ci.

NOTE: Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.