


COUSSIN PRÉVENTIF EVO-C VISCO FERME

CARACTÉRISTIQUES

- Housse protectrice imperméable lavable
- Recouvrement de polyuréthane extensible dans les quatre sens
- Fermeture éclair à rabat contre infiltration de liquide
- Se nettoie sur place suivant le mode d'entretien
- Hautement résistante



CONFIGURATIONS

• 16 x 16 x 2,5	• 16 x 16 x 3	• 16 x 16 x 4
• 17 x 17 x 2,5	• 17 x 17 x 3	• 17 x 17 x 4
• 18 x 16 x 2,5	• 18 x 16 x 3	• 18 x 16 x 4
• 18 x 18 x 2,5	• 18 x 18 x 3	• 18 x 18 x 4
• 20 x 18 x 2,5	• 20 x 18 x 3	• 20 x 18 x 4

