



2PE



Marquage "CE", suivant la directive 93/42 CEE


lit BAMBINO
Plicature électrique, dossierets MISTIGRI

SOTEC MEDICAL, 12 rue de la Garde, BP 93572, 44335 Nantes Cedex 3, France RCS
NANTES B 318309499 × Tel. +33 2 40 33 89 60 × Fax. +33 2 40 03 7444
sotec@sotecmedical.com × www.sotecmedical.com

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Ces données dimensionnelles peuvent varier en fonction des tolérances de fabrication

L1	longueur hors tout	68.5 po
L2	largeur hors tout	35.6 po
L3	longueur plan de couchage	63 po
L4	largeur plan de couchage	31.5 po
H1	hauteur max (sol/sommier) hauteur min (sol/sommier)	35.4 po 11.6 po
H2	hauteur barrière relevée	12.8 po
H3	hauteur sous châssis	5.7 po
B	angle max relève buste	70°
C	angle max relève cuisses	24,5°
J	angle max relève jambes	23,5°



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type couchage	LATTES MÉTALLIQUES
Sommier divisible	NON (SOMMIER 1 PARTIE)
Dispositifs pour potence (nombre)	2
Dispositifs pour tige porte-serum (nombre)	4
Finition époxy	GRIS RAL 7035
Équipement électrique	Classe 2 - Type BF - Protection IP66 - Puissance 6000 N (HV & RB) & 3500 N (RJ ou plicature)
Charge de fonctionnement en sécurité	330 lbs (patient + matelas + accessoires)
Poids maximum du patient	176 lbs
Garantie « électrique & mécanique »	5 ans (télécommande incluse)
Garantie « dossierets & accessoires »	1 an

ÉQUIPEMENT STANDARD : HAUTEUR VARIABLE ELECTRIQUE, RELEVÉ BUSTE ELECTRIQUE, RELEVÉ JAMBES MANUEL (2PE), 4 ROUES À FREIN Ø100 MM

VARIANTES & Fonctions supplémentaires optionnelles

- # RELÈVE-JAMBES ÉLECTRIQUE
- # PLICATURE ÉLECTRIQUE des GENOUX
- # REMISE À PLAT D'URGENCE du RELÈVE-BUSTE ÉLECTRIQUE
- # FREINAGE CENTRALISÉ des 4 ROUES avec 1 roue directionnelle
- # TÉLÉCOMMANDE SANS FIL (par radiofréquence)
- # VERROUILLAGE des FONCTIONS ÉLECTRIQUES sur la TÉLÉCOMMANDE

Accessoires

- # ACCESSOIRES PÉRIPHÉRIQUES CONNECTÉS
- # POTENCE d'ANGLE + SANGLE (finition époxy), avec ou sans enrouleur
- # TIGE PORTE-SERUM
- # DOSSERETS « MISTIGRI », « BAMBINO » ou TUBE
- # BARRIÈRES PLIANTES « PLEXIGLASS », fixation rapide horizontale
- # HABILLAGE BOIS du Piétement
- # MATELAS