

CARACTÉRISTIQUES

- Surmatelas en mousse viscogel avec design
- Surface de confort et prévention des plaies

SURMATELAS THÉRAPEUTIQUE SURMATELAS EVO VISCOGEL

HOUSSE PROTECTRICE IMPERMÉABLE ET LAVABLE

- Recouvrement de polyuréthane extensible dans les quatre sens
- Fermeture éclair à rabat contre l'infiltration de liquide
- Se nettoie sur place suivant le mode d'entretien
- Hautement résistante

CAPACITÉS
PONDÉRALES
250 LB
400 LB

MOUSSE COQUILLE D'ŒUF

- Épaisseur : 2 po
- Indice de compression : 10-16
- Densité - 250 lb : 2,5 lb/pi³
- Densité - 400 lb : 4 lb/pi³

SURMATELAS EN MOUSSE VISCOGEL
AVEC DESIGN

Le design permet une meilleure
aération, donc, de la fraîcheur et
un meilleur confort.

CONFIGURATIONS

- | | | |
|---------------|---------------|-----------------------------------|
| • 35 x 79 x 2 | • 39 x 80 x 2 | Sur mesure
également
offert |
| • 39 x 75 x 2 | • 56 x 75 x 2 | |

