

CEINTURE DE MARCHÉ

La ceinture de marche rembourrée Pro-WBELT de Pro-Aide Médic est une aide à la marche utile aux aidants soignants. Grâce à ses poignées verticales et horizontales, cette ceinture est l'aide idéal pour soulever et guider les patients lorsqu'ils se lèvent, s'assoient ou se transfèrent d'un endroit à l'autre.

- Offre une assistance au patient pendant la marche
- Sécurise les patients
- Surface intérieure antidérapante
- Ceinture ajustable en longueur
- Rembourrage confortable et durable
- Peut être portée par l'aidant ou le patient
- Couleur bleu
- Fait de Polyester



CARACTÉRISTIQUES

Item	Largeur de la ceinture	Poignées verticales	Poignées horizontales	Longueur	Capacité de poids
PRO-WBELT-S (Petite)	5"	4	3	23,5" - 43,5"	400 lb
PRO-WBELT-M (Moyenne)	5"	5	4	29" - 46,5"	400 lb
PRO-WBELT-L (Grande)	5"	6	5	33" - 61,5"	400 lb